

# CT Exprès™

System iniekcji środka kontrastowego



3-kanałowy  
bezwkładowy iniektor  
do skanera CT

**BRACCO**  
**INJENEEERING**  
Innovative Injection Technology



## Wybierz innowacyjną technologię iniekcji, bez wkładów.

### CT Express™

#### CT Express™

- Zoptymalizowane podejście do iniekcji środka kontrastującego
- Iniekcja bezpośrednio z butelek środka cieniującego
- NaCl na żądanie w każdej chwili, kompatybilne z butelkami i workami
- Kompatybilny z szeroką gamą butelek i pojemności środków kontrastowych

## BEZPIECZEŃSTWO

- Wykrywanie powietrza i okluzji w kanałach płynów
- Obniżone ryzyko krzyżowej kontaminacji
- Jednorazowy zestaw pacjenta
- Jednokierunkowy przepływ cieczy
- Zamknięty obieg płynów

## WYDAJNOŚĆ


- Łatwe przygotowanie - gotowość w 30 sekund między pacjentami
- Blokowanie oraz automatyczne napełnianie
- Informacja za jednym dotknięciem, przy pacjencie i w pomieszczeniu kontrolnym
- Łatwe utrzymanie w czystości
- Szybki dostęp do protokołów iniekcji

## CZYSTOŚĆ

- Bez napełniania strzykawek
- Brak kontaktu środka kontrastującego z iniektorem



Panel główny wstrzykiwacza



Programowanie iniekcji testowej



**"Wykorzystanie bezwkładowego iniektora ma wpływ na wydajność Operatora, optymalizację pracy CT i koszty obsługi."**

American College of Radiology, sierpień 2012; Xiaozhou Ma, MD, Anand Singh, M Joseph Fay, RTR, Giles Boland, MD, Dushyant V. Sahani, MD


4D.

## ELASTYCZNOŚĆ

- Diluject™ : Umożliwia szybkie naprzemienne podanie środka kontrastującego i soli fizjologicznej
- Cyfrowy interfejs, dwa bliźniacze ekrany dotykowe
- Pomoc wideo na każdym etapie użytkowania
- Historia iniekcji



Dwa ekrany dotykowe (pomieszczenie pacjenta i pomieszczenie sterowania)



Schemat przedstawiający ustawienia parametrów iniekcji

## ELEMENTY JEDNORAZOWE

---



Kod: 640058

### NAKŁUWACZ DO BUTELEK

Pasuje do wszystkich typów butelek środka kontrastującego, o każdej objętości od 50 mL do 500 ml .

---



Kod: 640060

### ZESTAW DZIENNY

Łatwe codzienne ustawianie i wykorzystanie obniżające czas obsługi.

---



Kod: 640061

### ZESTAW WIELU PACJENTÓW

Innowacyjna konstrukcja typu plug and play zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i ułatwia zastosowanie.

---



Kod: 640063

### LINIA PACJENTA

Jednorazowy element zapewniający bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta, zaopatrzone w dwie jednokierunkowe zastawki

---

## SYSTEMY

Kod:650210

Kod:650211

Kod:650212

Mocowanie na stojaku CT Expres™

Stałe mocowanie sufitowe CT Expres™

Ruchome mocowanie sufitowe CT Expres™

---

Aby uzyskać więcej informacji o naszej pełnej ofercie technologii iniektorów środków kontrastujących prosimy odwiedzić naszą stronę <http://imaging.bracco.com>

CE 0123

© 2013 Bracco Injengineering SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. P/N: 640200\_V01

Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach globalnych. Prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem.

CT Expres i DiluJect są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bracco Injengineering SA.

Bracco Injengineering SA zastrzega sobie prawo modyfikacji opisanych tutaj specyfikacji i funkcji bądź zakończenia produkcji opisanego produktu w dowolnej chwili bez uprzedniego zawiadomienia lub zobowiązania.

Prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym przedstawicielem Bracco Injengineering SA w celu uzyskania najnowszych informacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Bracco Injengineering SA Avenue de Sevelin 46 1004 Lausanne Szwajcaria lub

Bracco Imaging Polska Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska

tel +48 22 208 24 20

[info@imaging.bracco.com](mailto:info@imaging.bracco.com)

<http://imaging.bracco.com>