

Kołyska Toby

03005

Kołyska Toby składa się z drewnianego wózka i zdejmowanego koszyka.

Wózek

- 2 drewniane nogi laminowane
- Nogi są ze sobą zespolone czterema metalowymi rurami.
- 2 górne rury są ze sobą zespolone trzema metalowymi wspornikami.
- Rama jest wykończona metalową pokrywą.
- Kształt wózka umożliwia przystawienie kołyski nad łóżkiem matki.

Koszyk

- Koszyk jest wykonany z pleksy
- Zdejmowany
- Możliwy do ustawienia w odwróconej pozycji Trendelenburga


Kolory

Dysponujemy szeroką gamą kolorystyczną.
Karty próbek i same próbki dostępne na życzenie.



Wymiary

- DxSxW | 79 cm x 51 cm x 94 cm



Materiały i wykończenie

- Metal: wykończony żywicą epoksydową RAL 9006 w kolorze białego aluminium lub chromu (*).
- Syntetyczne.
- Laminat.
- Zawiasy wyposażone w łożyska samosmarujące (=brak konieczności konserwacji).
- Możliwość stosowania większości środków czyszczących.

Opcje

- System składający się z 4 sekcji
- Osłony boczne Atmosphère
- Podwójny pedał nożny z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.
- Szybkie zwalnianie blokady elektromechanicznej (CPR).
- Brzęczyk hamulca.
- 5. kółko.
- Aluminiowy pedał z czerwono-zieloną gumową pokrywą.

