

GK OASIS

GK Oasis jest elastycznym rozwiązaniem kąpielowym dla szpitali, domów opieki i specjalistycznych ośrodków opieki.



GK Oasis to zintegrowany podnośnik wraz z wanną, który oferuje szereg innowacyjnych funkcji, aby zapewnić komfortowe warunki do kąpieli i zapewnić bezpieczne miejsce pracy dla opiekuna. Wanna ta jest przeznaczona dla osób o niskim i średnim stopniu niepełnosprawności.

Maksymalny udźwig (pacjent + woda):

400 kg

Bezpieczne obciążenie robocze zintegrowanego podnośnika:

150KG

HALTIA REHABILITACJA & ORTOPEDIA
ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
tel. 71 352 84 15, 505 190 501
info@haltia.pl, www.haltia.pl
NIP 911-140-03-97 R-933023310

10 *lat* **haltia**
REHABILITACJA & ORTOPEDIA

Aby sprostać wymaganiom dnia codziennego

Łatwość dostępu jest kluczową zaletą tej wanny, a jego zintegrowanie z podnośnikiem i regulacja zmiennej wysokości sprawiają że jest ona najbezpieczniejszym i najbardziej komfortowym urządzeniem zapewniającym transfer do wanny oraz wyjście z niej.

GK Oasis posiada zintegrowany panel prysznicowy a standardowa słuchawka prysznicowa daje dodatkową elastyczność opiekunowi podczas kontroli kąpeli.



Dla tych, którzy chcieliby w pełni wykorzystać funkcję zintegrowanego podnośnika, powinni skorzystać z opcjonalnego fotela który można dokupić. Można w tedy wykorzystać to krzesło do transferu osoby do innego pomieszczenia.



Dostępny jest również szereg funkcji, w celu dalszego zwiększenia satysfakcji kąpielowych oferowanych przez GK Oasis : terapia spa w stylu hydromasażu, koloroterapia i wbudowane audio terapia dźwiękiem, który może być włączone, aby zapewnić luksusowe doświadczenia podczas kąpeli.

Długość wanny:
172 cm

Szerokość wanny:
172 cm

3 letnia gwarancja z możliwością jej przedłużenia do 5 lat jeśli jest to wymagane