



Pedia Pals



PEDIA PALS

Gabinet Lekarski
Przyjazny Dziecku



PediaPals®

GABINET LEKARSKI PRZYJAZNY DZIECKU

Firma PediaPals oferuje szeroki wachlarz wyposażenia medycznego dla pediatrów i szpitali dziecięcych pragnących uczynić gabinety lekarskie i pokoje zabiegowe mniej stresujące małego pacjenta.

Wyposażenie i akcesoria medyczne zostały tak zaprojektowane aby maksymalnie zredukować stres dziecka związany z przebywaniem w szpitalu bądź z wizytą w gabinecie lekarskim lub zabiegowym.

Oferowane produkty przyczyniają się do tego, że wizyta dziecka u lekarza bądź w szpitalu nie jest już dla niego tak stresująca. Stoły do badań i zabiegów jak i dodatkowe akcesoria w kształcie przyjemnych zwierzątek sprawiają iż wizyta u lekarza jest dla dziecka bardziej przyjemna, a co za tym idzie jest ono mniej zestresowane. Lekarzowi jak i personelowi medycznemu jest również o wiele łatwiej nawiązać kontakt z mniej zestresowanym małym pacjentem. Dzięki temu można osiągnąć o wiele lepsze wyniki w leczeniu i diagnozowaniu małego pacjenta.

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że w odczuciu rodziców „lekarze i kliniki stosujące tego typu produkty o wiele bardziej dbają o zdrowie małego pacjenta od tych, którzy z nich nie korzystają”.

W komentarzach otrzymywanych od lekarzy powtarza się stwierdzenie, iż produkty te sprawiły, że dzieci są mniej przestraszone, a dzięki temu badanie przebiega o wiele sprawniej i szybciej przez co zwiększa się efektywność pracy lekarza.



PediaPals

965 Hwy 169 North,
Plymouth, MN 55441
www.pediapals.com



DYSTRYBUCJA
International Service,
M. Wróblewski, E. Andersz
ul. Śmiała 1/3 lok. 46A
01-523 Warszawa
tel. +22 869 07 77; fax +22 869 07 79
www.med.intserv.com.pl

© 2005 International Service




Wszystkie oferowane wyroby posiadają certyfikat CE dla wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

Stoły do badań – ZooPals®

Stoły zabiegowe ZOOPALS mają podstawy w kształcie różnych zwierząt (dinozaura, hipopotama, żółwia, delfina, ...). Te w pełni funkcjonalne stoły zabiegowe w dużym stopniu przyczyniają się do uprzyjemnienia atmosfery w gabinecie lekarskim lub zabiegowym. Korpus stołu wykonany jest z trwałego, odpornego na zarysowania włókna szklanego z bezpiecznymi, zaokrąglonymi krawędziami.

Standardowe stoły zabiegowe wyposażone są w:

- Podnoszone siłownikiem gazowym oparcie pleców (do 45 stopni) z blokadą umożliwiającą zatrzymanie oparcia w dowolnej pozycji.
- Mechanizm kontrolujący położenie oparcia pleców po obu stronach stołu.
- Dwie duże szuflady zamykane na indywidualne klucze.
 - (Opcjonalnie jedna szuflada może być wyposażona w wagę dziecięcą).
- Głębokie podcięcie u podstawy stołu ułatwiające dostęp dla personelu medycznego
- Wysuwany podnóżek dla wyższych pacjentów
- Wbudowany uchwyt na papier
- Komfortowy, specjalnie uformowany materac wykonany z trwałego odpornego na plamy materiału (bez lateksu) o grubości 10 cm
- Stopień ułatwiający wejście na stół



Model HIPOPOTAM
Waga: 68 kg
Wymiary: 88 x 91 x 180 cm
Wysokość leżanki: 83 cm
Nr. Art. 4200DT



Model DINOZAURO
Waga: 68 kg
Wymiary: 81 x 150 x 200 cm
Wysokość leżanki: 83 cm
Nr. Art. 4300DT



Model SŁON
Waga: 68 kg
Wymiary: 86 x 94 x 175 cm
Wysokość leżanki: 83 cm
Nr. Art. 4400DT



Model LEW
Waga: 68 kg
Wymiary: 89 x 100 x 180 cm
Wysokość leżanki: 83 cm
Nr. Art. 4500DT



Model MIŚ POLARNY
Waga: 68 kg
Wymiary: 91 x 105 x 200 cm
Wysokość leżanki: 83 cm
Nr. Art. 4600DT

Dla mniejszych pomieszczeń oferowane są stoły zabiegowe typu COMPACT.

Stoły te ważą tylko 45 kg

i mają wymiary 66 x 83 x 135 cm.

W porównaniu do model BASIC, stoły COMPACT nie są wyposażone w szuflady.



Model PIES
Nr. Art. 4700



Model DELFIN
Nr. Art. 4800



Model ŻÓŁW
Nr. Art. 4900

Kolory pokryć:



Błękit Niebieski Zielony Stalowy



Różowy Karmel Chamois Biały

PediaPals® – AKCESORIA DLA LEKARZY

Aby uprzyjemnić małemu pacjentowi spotkanie z lekarzem PediaPals proponuje zmianę wyglądu niektórych elementów wyposażenia i ubioru lekarza tak aby były one mniej stresujące dla dziecka.



Pokrowiec na stetoskop

| | |
|--------------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Dalmatyńczyk | 100066 |
| Tygrys | 100067 |
| Lew | 100090 |
| Dinozaur | 100091 |



Zestaw do pomiaru ciśnienia „Miś Beniamin”

W skład zestawu wchodzi ciśnieniomierz VELCRO z dużym zegarem, rękaw niemowlęcy i dziecięcy, gruszka oraz torba. Wyroby są w 100% wolne od Latexu.

| | |
|--|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Zestaw niemowlęcy | 100049 |
| Zestaw dziecięcy | 100048 |
| Akcesoria można zamówić niezależnie od zestawu | |
| Rękaw niemowlęcy 26 x 7,30 cm | 100047 |
| Rękaw dziecięcy 39,5 x 10 cm | 100013 |
| Gruszka (miś) | 100024 |



Gruszka do nosa „Miś Beniamin”

Gruszka do nosa "Miś Beniamin" posiada zdejmowaną, łatwą do mycia końcówkę. Wykonana z PCV. Dekoracje ręcznie malowane farbą nietoksyczną. Wys. 7,62 x Szer. 5,08 cm

| | |
|-------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Miś | 100025 |



Aspirator do nosa

Aspirator posiada miękką stożkową końcówkę. Wykonany z delikatnego PCV. Gruszka o średnicy 5 cm z końcówką o długości 4,50 cm. Dekoracje ręcznie malowane farbą nietoksyczną. Wys. 7,62 x Szer. 5,08 cm

| | |
|----------------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Niebieski słoń | 100015 |
| Różowy słoń | 100034 |



Nakładka na otoskop

Pasują do większości modeli otoskopów. Wykonane z plastiku ABS. Dekoracje ręcznie malowane farbą nietoksyczną.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Diagnostyczny | 100032 |
| Zabiegowy | 100002 |
| Heine | 100092 |
| Wymienne końcówki (op. 500 szt.) | |
| Sr. 2.5 mm | 100022 |
| Sr. 4.0 mm | 100023 |



Nakładka na oftalmoskop

| | |
|--------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Myszka | 100055 |



Młotek neurologiczny „Żyrafa”

| | |
|--------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Żyrafa | 100004 |



Ośłona na wenflon

| | |
|---|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Niedźwiadek | 100042 |
| Tygrys | 100062 |
| Wzory dostępne w opakowaniach po 100 szt. | |
| Niedźwiadek | 100042B |
| Tygrys | 100062B |



Długopis / Latarka

| | |
|-------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Zabka | 100087 |



Identyfikator na stetoskop

| | |
|--------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Słoń | 100074 |
| Żyrafa | 100075 |
| Małpka | 100076 |
| Myszka | 100077 |

Klips do identyfikatora.

Klips wyposażony jest w samoczynnie zwijany sznurek długości 60 cm.

| | |
|--------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Słoń | 100088 |
| Małpka | 100089 |
| Piesek | 100106 |
| Kotek | 100107 |



Piszczący długopis

| | |
|----------|-------------|
| Model | Nr artykułu |
| Myszka | 100085 |
| Aligator | 100086 |

PediaPals® – DEKORACJE



Jako uzupełnienie wyposażenia gabinetu lekarskiego bądź pokoju zabiegowego oferujemy zestawy dekoracji korespondujące z poszczególnymi modelami stołów z zabiegowych serii ZooPals. Zestawy dekoracyjne wykonane są z odpornego na płócenie, zmywalnego i łatwego do nanoszenia winylu.

Każdy zastaw dekoracyjny zawiera:

- miarkę wzrostu,
- detale dekoracyjne
- butelkę ze specjalnym sprayem
- nożyk do wygładzania krawędzi.

Zestaw detali dekoracyjnych jest wystarczający do udekorowania gabinetu o wymiarach 3 x 3 metry.

Miarka wzrostu ma naniesioną skalę w zakresie od 60 do 180 cm.

Każdy detal jest indywidualnie nacięty celem łatwiejszej aplikacji.

Delfin Art. Nr 100111

Piesek Art. Nr 100112

Dinozaury Art. Nr 100114



Lew Art. Nr 100109

Biegun Art. Nr 100113

Cyrk Art. Nr 100110

