

# CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU

## UROMETR 120



Czytnik **UROMETER 120** jest chemicznym analizatorem moczu, który ma zastosowanie w laboratoriach medycznych.

Mierzy:

- Krew
- Bilirubina
- Urobilinogen
- Ketony
- Białko
- Azotyny
- Glukoza
- pH
- S.G. (ciężar właściwy)
- Leukocyty
- Kwas askorbinowy

Wbudowana pamięć: 2000 wyników

Testowanie od 4 do 11 parametrów

Dostępny mocz kontrolny – 2 poziomy

Prędkość maksymalna 300 testów/godzina, średnio 120 testów/godz.

Automatyczna kalibracja

Ergonomiczny projekt, wygodny w obsłudze dla lewo i praworęcznych

Oprogramowanie czytnika może być aktualizowane przez internet

Proste podłączenie do komputera przez port USB

Dane próbek wprowadza się przez klawiaturę, komputer lub czytnik barkodów

Producent: Standard Diagnostics

**Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się już dziś.**

- **Z naszymi Przedstawicielami handlowymi, lub**
- **Centrala 22 631 40 13**
- **Dział Obsługi Klienta 22 632 75 13 ad@alphadiag.com.pl**

Dystrybutor:



ul. Stępińska 22/30  
00-739 Warszawa

tel. centrala: 22 631 40 13  
Dział Obsługi Klienta: 22 632 75 13  
fax: 22 632 42 11  
e-mail: ad@alphadiag.com.pl

[www.alphadiag.com.pl](http://www.alphadiag.com.pl)