

CZYTNIK PASKÓW DO MOCZU

UROMETR 720



Czytnik **UROMETER 720** jest chemicznym analizatorem moczu, który ma zastosowanie w laboratoriach medycznych.

Mierzy:

- Krew
- Bilirubina
- Urobilinogen
- Ketony
- Białko
- Azotyny
- Glukoza
- pH
- S.G. (ciężar właściwy)
- Leukocyty
- Kwas askorbinowy

Prędkość maksymalna 720 testów/godz.

Wbudowana pamięć: 2000 wyników

Testowanie od 4 do 11 parametrów

Dostępny mocz kontrolny – 2 poziomy

Automatyczna kalibracja przy włączeniu czytnika

Ergonomiczny projekt, wygodny w obsłudze dla lewo i praworęcznych

Oprogramowanie czytnika aktualizowane przez Internet, umożliwiające

wprowadzanie danych pacjenta, oraz wyników osadu – jeden wynik dla pacjenta

Interfejs RS232c: COM 1: komunikacja z komputerem,

COM2: podłączenie czytnika barkodów

Dane próbek wprowadza się przez klawiaturę, komputer lub czytnik barkodów

Wbudowana drukarka termiczna

Producent: Standard Diagnostics

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się już dziś.

- **Z naszymi Przedstawicielami handlowymi, lub**
- **Centrala 22 631 40 13**
- **Dział Obsługi Klienta 22 632 75 13 ad@alphadiag.com.pl**

Dystrybutor:



ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

tel. centrala: 22 631 40 13
Dział Obsługi Klienta: 22 632 75 13
fax: 22 632 42 11
e-mail: ad@alphadiag.com.pl

www.alphadiag.com.pl