

MEDICA

BEZOBSŁUGOWE PAKIETY

ANALIZATORY JONOSELEKTYWNE

EasyLyte

Parametry mierzone:

Na^+/K^+
 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$
 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Li}^+$
 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{++}/\text{pH}$



*Easy*Electrolytes

Parametry mierzone:

$\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$
 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Li}^+$



Dystrybutor:



® ul. Stępińska 22/30
bud. nr 1, lokal nr 213
00-739 Warszawa

tel. centrala: 22 631 40 13
dz. handlowy: 22 632 75 13
fax: 22 632 42 11
e-mail: ad@alphadiag.com.pl

www.alphadiag.com.pl

Analizator	EasyLyte	EasyElectrolyte
Parametry mierzone	Na^+/K^+ $Na^+/K^+/Cl^-$ $Na^+/K^+/Li^+$ $Na^+/K^+/Ca^{++}/pH$	$Na^+/K^+/Cl^-$ $Na^+/K^+/Li^+$
Czas pomiaru krew mocz	55-60 sek 90 sek	35 sek 60 sek
Pamięć wyniki badań wyniki kontroli jakości	128 20 dla każdego z 3 poz. mat. kont.	64 31 dla każdego z 3 poz. mat. kont.
Kalibracja	Automatyczna lub na żądanie	
Wielkość próbki Strzykawka/pojemnik Kapilara mocz	100 µl 60 µl 400 µl (1:10)	55 µl 50 µl 300 µl (1:10)
Wymiary	24x42x20 cm	37x32x18 cm
Waga	5,8 kg	7,3 kg

Oferujemy pełną gamę
 odczynników, kontroli, kalibratorów, elektrod i akcesoriów
 do analizatorów jonoselektywnych.
 Świadczymy autoryzowany przez producenta serwis analizatorów.

Dystrybutor:



® ul. Stępińska 22/30
 bud. nr 1, lokal nr 213
 00-739 Warszawa

tel. centrala: 22 631 40 13
 dz. handlowy: 22 632 75 13
 fax: 22 632 42 11
 e-mail: ad@alphadiag.com.pl

www.alphadiag.com.pl