

SimPad Blood Pressure Trainer to zestaw do nauki nieinwazyjnego mierzenia ciśnienia współpracujący z symulatorem czynności życiowych SimPad®.



Właściwości SimPad Blood Pressure Trainer*:

- Symulacja osłuchiwania i palpacyjnego mierzenia ciśnienia krwi,
- Dźwięki Korotkowa zsynchronizowane z tętnem,
- Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ustalane osobno,
- Ciśnienie skurczowe: 0-300 mmHg, rozkurczowe 0-300 mm,
- Pauza osłuchowa z możliwością włączania i wyłączenia,
- Regulacja głośności odgłosów Korotkowa,
- Funkcja kalibracji umożliwiająca regulację czujnika ciśnienia i ciśnieniomierza mankietowego,
- Tętna aktywne tylko podczas badania palpacyjnego,
- Siła tętna zależna od ciśnienia.

* proszę sprawdzić parametry symulatora SimPad® po pełną informację o dostępnych funkcjach zestawu

375-42050 SimPad Blood Pressure Trainer

Zestaw zawiera:

- Ramię do mierzenia ciśnienia (kobiece),
- kable połączeniowe,
- mankiet do mierzenia ciśnienia
- torbę

Symulator SimPad® wymagany do funkcjonowania zestawu SimPad Blood Pressure Trainer /dostępny osobno/

200-30033 symulator SimPad®

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl