

SimPad Sounds Trainer to zestaw umożliwiający naukę osłuchiwania pacjenta i rozpoznawania różnych dźwięków osłuchowych współpracujący z symulatorem czynności życiowych SimPad.



**Właściwości SimPad Sounds Trainer\*:**

- Symulacja dźwięków płuc ze zmienną częstością oddechu w zakresie 0-60 razy/min.
- Symulacja dźwięków serca ze zmienną częstością tętna
- Normalne i patologiczne dźwięki perystaltyki

\*proszę sprawdzić parametry symulatora SimPad po pełną informację o symulowanych odgłosach

**200-20150 SimPad Sounds Trainer**

Zestaw zawiera:

- 4 głośniki osłuchowe,
- kable połączeniowe,
- torbę

Symulator SimPad® wymagany do funkcjonowania zestawu SimPad Sounds Trainer /dostępny osobno/

**200-30033 symulator SimPad®**

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolisty 25  
40-486 Katowice  
tel: 32 735 04 61  
fax: 32 735 03 14  
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białostok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)