

# Maße dimensions

## multiLine 2



	<b>fix</b>	<b>hvh</b>	<b>hve</b>
Gewicht weight	82-101 kg	99-118 kg	98-117 kg
Sitzbreite seat width	52 cm	52 cm	52 cm
Sitztiefe seat depth	47 cm	47 cm	47 cm
Gesamttiefe overall depth	109 cm	109 cm	109 cm
Gesamthöhe overall height	127 cm	127-161 cm	127-160 cm
Rollendurchmesser diameter of castors	125 mm	125 mm	125 mm
Sitz-/Liegehöhe seat height	54 cm	54-88 cm	54-87 cm
Gesamtbreite overall width	73 cm	73 cm	73 cm
Gesamtbreite mit Komfortarmlehne overall width with comfort armrest	86 cm	86 cm	86 cm
Liegefläche (Flachlage) lying surface (in horizontal position)	168 cm	168 cm	168 cm
Liegefläche (mit ausziehbarem Beinpolster) lying surface (with extendable legrest)	168-186 cm	168-186 cm	168-186 cm
Liegefläche (mit zweiteiligem Rücken und ausziehbarer Kopfstütze) lying surface (with two-part backrest and extendable headrest)	168-201 cm	168-201 cm	168-201 cm
Rückenneigung bis in die Flachlage inclination of the backrest to fully flat position	ja yes	ja yes	ja yes
Kopf-Tieflage head low position	-8°	-8°	-8°
max. Patientengewicht max. patient weight	150 kg	150 kg	150 kg

## multiLine 2 dc



## multiLine bps



## multiLine xxl



ohne Fußstütze without footrest 110 kg  
mit Fußstütze with footrest 118 kg

52 cm

47 cm

ohne Fußstütze without footrest 110 cm  
mit Fußstütze with footrest 134 cm

131-164 cm

125 mm

60-93 cm

86 cm

86 cm

190 cm

ja  
yes

-8°

150 kg

76 kg  
78 kg

51 cm

49 cm

160 cm

126 cm

100 mm

61 cm

82 cm

180 cm

nein  
no

ja  
yes

150 kg

ohne Aufstehhilfe without standing up aid 140 kg  
mit Aufstehhilfe with standing up aid 148 kg

70 cm

57 cm

ohne Fußstütze without footrest 110 cm  
mit Fußstütze with footrest 130 cm

134-160 cm

150 mm

55-80 cm

89 cm

185 cm

ja  
yes

-6°

300 kg

31