

## WD750

wielkogabarytowy system do mycia, dezynfekcji i suszenia

### opis produktu

WD 750 ustanawia nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności ekonomicznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach medycznych. Projekt oparto na aktualnie obowiązującej normie EN ISO 15883, dotyczącej sprzętu na potrzeby mycia i dezynfekcji. Dzięki dużej komorze myjącej, wydajnemu systemowi mycia oraz licznym opcjom, WD 750 spełnia wszystkie wymagania przyszłych użytkowników.

### charakterystyka

Zróżnicowane wymiary komór umożliwiające mycie od 20 do 40 kontenerów sterylizacyjnych o rozmiarze 300x300x600 wraz z pokrywami w jednym cyklu

Możliwość mycia jednego lub dwóch wózków transportowych oraz obuwia

Niewielkie wymiary zewnętrzne oraz dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia

W pełni przeszklone automatycznie przesuwne drzwi komory myjącej

Możliwy bardzo krótki czas trwania cyklu dzięki opcjonalnym zbiornikom przygotowującym roztwory robocze

Możliwość dowolnej konfiguracji programów z panelu sterowania po wprowadzeniu klucza

Doskonały rezultat mycia dzięki wysokociśnieniowej pompie myjącej (1000 l/min)

Automatyczne monitorowanie ciśnienia pompy oraz systemu filtrującego komory

w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu

Wysokowydajny agregat suszący (1800 m<sup>3</sup>/h) z wymuszonym suszeniem przez obwód mycia

System przechyłu ułatwiający suszenie- przyspieszony spływ wody z płaskich powierzchni

Do 4 pomp dozujących z czujnikami przepływu precyzyjnie odmierzającymi

zadane stężenie środka chemicznego

Dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury

Odprowadzenie kondensatu po stronie urządzenia na separatorze kondensatu

Kondensacyjny system odzyskiwania ciepła z fazy suszenia, ze wstępny ogrzewaniem

wody zdemineralizowanej dla skrócenia czasu cyklu (opcjonalnie)

Elektryczne lub parowe ogrzewanie komory myjącej

Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2

Bardzo niski poziom hałasu <65dB (A)



W 750 z drzwiami przesuwными, szklanymi



4-poziomowy wózek załadowczy m. in. na kontenery

dane techniczne	WD 750S	WD 750M	WD 750L
wymiary zewnętrzne W × S (mm)	2450 × 2300		
głębokość - wymiar zewnętrzny (mm)	2000	2860	3600
wymiary komory myjącej W × S (mm)	2000 × 820		
głębokość komory myjącej (mm)	1350	2300	2950
objętość komory myjącej	2214 l	3772 l	4838 l
pojemność na cykl			
kontener sterylizacyjny z pokrywą	20	27	40
buty operacyjne	180	270	360
wózki transportowe	1	2	2
stół operacyjny	0	1	1