

# Renosem

## RENO-S90

niskotemperaturowy sterylizator plazmowy



| RENO-S90                         |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| wymiary zewnętrzne               | 1537 mm (wys.) x 700 mm (szer.) x 986 mm (głęb.)                   |
| waga                             | 395 kg                                                             |
| wymiary komory                   | 340 mm (wys.) x 380 mm (szer.) x 700 mm (głęb.)                    |
| pojemność / typ komory           | 90,4l / prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej                 |
| dawka środka sterylizującego     | 8ml (50%)                                                          |
| wydajność środka sterylizującego | 1 kasetka/ cykl                                                    |
| temperatura procesu              | poniżej 60°C                                                       |
| całkowity czas trwania cyklu     | eco- 37 min; bez narzędzi kanałowych- 28 min; zaawansowany- 53 min |
| zasilanie / pobór prądu          | 230V, 50Hz / 3kW                                                   |
| sterownik                        | mikroprocesor PLC                                                  |
| typ alarmu                       | akustyczny i wizualny                                              |
| wyświetlacz                      | szeroki panel dotykowy                                             |
| drukarka                         | wbudowana drukarka termiczna                                       |
| filtr antybakteryjny             | HEPA, wydajność 99,97% przy 0,3 mikrona                            |

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)