

INTEGRApak

System bariery sterylnej

jednorazowe opakowania do instrumentów chirurgicznych

opis produktu

INTEGRApak jest specjalistycznym systemem bariery sterylnej zaprojektowanym do pakowania tac z instrumentami chirurgicznymi, który spełnia wymogi najnowszej normy EN ISO 11607 część 1 i 2. System INTEGRApak pozwala wyeliminować ryzyko niepoprawnie opakowanych tac lub pękniętych opakowań. Jednorazowe torebki INTEGRApak dostępne są w dwóch różnych kolorach, zewnętrzna część jest koloru niebieskiego, a wewnętrzna - zielona. Dzięki zastosowaniu kontrastujących kolorów, można sprawdzić czy zewnętrzna niebieska torba nie jest dziurawa lub uszkodzona przed jej zastosowaniem. Dodatkowo na każdym opakowaniu jest nadrukowany numer partii, dzięki czemu istnieje możliwość ich pełnej indentyfikacji. Wewnętrzne, jak i zewnętrzne torby INTEGRApak mają w pełni odklejane zamknięcie, które zapewnia personelowi medycznemu łatwy dostęp do zawartości opakowania i jednocześnie gwarantuje sterylną barierę. Pomaga to w zapobieganiu ryzyka zakażenia krzyżowego. Dzięki redukcji czasu potrzebnego do zapakowania tacy z instrumentami chirurgicznymi może wzrosnąć wydajność pracy personelu medycznego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesu.

przeznaczenie opakowań INTEGRApak

- tace narzędziowe
- kosze na implanty
- narzędzia okulistyczne
- duże i ciężkie zestawy
- narzędzia delikatne i złożone

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.



normy

ISO 11607-1-2
PN EN 868 -2-3-4-5
ISO 9001
Dyrektywa CE 93/42
Klasa 1 wyrób medyczny niesterylny,
CE

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu,
w oryginalnym opakowaniu,
zdala od źródeł światła,
w temperaturze 10-30°C.
Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii
umieszczone na opakowaniu zbiorczym.
Numer serii umieszczony na
opakowaniu.

INTEGRApak

System bariery sterylnej

jednorazowe opakowania do instrumentów chirurgicznych

opakowania INTEGRApak

ZIELONY: 95INTG3866	385mm x 660mm	250 szt. w kartonie
NIEBIESKI: 95INTB4270	420mm x 700mm	250 szt. w kartonie
ZIELONY: 95INTG3841	385mm x 410mm	250 szt. w kartonie
NIEBIESKI: 95INTB4244	420mm x 440mm	250 szt. w kartonie



Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu