

# Model Classic

system kontenerowy




# 1/1 Model Classic

Rozmiary	Opcje	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)
		Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)	Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)
580 X 280 X 100 mm 	<b>K6-010</b>	<b>K6-040</b>	<b>K6-150</b>	<b>K6-180</b>	
	<b>K6-011</b>	<b>K6-041</b>	<b>K6-151</b>	<b>K6-181</b>	
	<b>K6-012</b>	<b>K6-042</b>	<b>K6-152</b>	<b>K6-182</b>	
	<b>K6-013</b>	<b>K6-043</b>	<b>K6-153</b>	<b>K6-183</b>	
	<b>K6-014</b>	<b>K6-044</b>	<b>K6-154</b>	<b>K6-184</b>	
	<b>K6-015</b>	<b>K6-045</b>	<b>K6-155</b>	<b>K6-185</b>	
580 X 280 X 135 mm 	<b>K6-016</b>	<b>K6-046</b>	<b>K6-156</b>	<b>K6-186</b>	
	<b>K6-017</b>	<b>K6-047</b>	<b>K6-157</b>	<b>K6-187</b>	
	<b>K6-018</b>	<b>K6-048</b>	<b>K6-158</b>	<b>K6-188</b>	
	<b>K6-019</b>	<b>K6-049</b>	<b>K6-159</b>	<b>K6-189</b>	
	<b>K6-020</b>	<b>K6-050</b>	<b>K6-160</b>	<b>K6-190</b>	
	<b>K6-021</b>	<b>K6-051</b>	<b>K6-161</b>	<b>K6-191</b>	
580 X 280 X 150 mm 	<b>K6-022</b>	<b>K6-052</b>	<b>K6-162</b>	<b>K6-192</b>	
	<b>K6-023</b>	<b>K6-053</b>	<b>K6-163</b>	<b>K6-193</b>	
	<b>K6-024</b>	<b>K6-054</b>	<b>K6-164</b>	<b>K6-194</b>	
	<b>K6-025</b>	<b>K6-055</b>	<b>K6-165</b>	<b>K6-195</b>	
	<b>K6-026</b>	<b>K6-056</b>	<b>K6-166</b>	<b>K6-196</b>	
	<b>K6-027</b>	<b>K6-057</b>	<b>K6-167</b>	<b>K6-197</b>	
580 X 280 X 200 mm 	<b>K6-028</b>	<b>K6-058</b>	<b>K6-168</b>	<b>K6-198</b>	
	<b>K6-029</b>	<b>K6-059</b>	<b>K6-169</b>	<b>K6-199</b>	
	<b>K6-030</b>	<b>K6-060</b>	<b>K6-170</b>	<b>K6-200</b>	
	<b>K6-031</b>	<b>K6-061</b>	<b>K6-171</b>	<b>K6-201</b>	
	<b>K6-032</b>	<b>K6-062</b>	<b>K6-172</b>	<b>K6-202</b>	
	<b>K6-033</b>	<b>K6-063</b>	<b>K6-173</b>	<b>K6-203</b>	
580 X 280 X 260 mm 	<b>K6-034</b>	<b>K6-064</b>	<b>K6-174</b>	<b>K6-204</b>	
	<b>K6-035</b>	<b>K6-065</b>	<b>K6-175</b>	<b>K6-205</b>	
	<b>K6-036</b>	<b>K6-066</b>	<b>K6-176</b>	<b>K6-206</b>	
	<b>K6-037</b>	<b>K6-067</b>	<b>K6-177</b>	<b>K6-207</b>	
	<b>K6-038</b>	<b>K6-068</b>	<b>K6-178</b>	<b>K6-208</b>	
	<b>K6-039</b>	<b>K6-069</b>	<b>K6-179</b>	<b>K6-209</b>	
Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.					

## 1/1 Model Classic



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-100</b>	595 X 275 X 95 mm	543 X 260 X 75 mm	2.15 kg
<b>K6-101</b>	595 X 275 X 116 mm	543 X 260 X 96 mm	2.30 kg
<b>K6-102</b>	595 X 275 X 135 mm	543 X 260 X 115 mm	2.40 kg
<b>K6-103</b>	595 X 275 X 185 mm	543 X 260 X 165 mm	2.75 kg
<b>K6-104</b>	595 X 275 X 243 mm	543 X 260 X 223 mm	3.25 kg



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-105</b>	595 X 275 X 95 mm	543 X 260 X 90 mm	1.70 kg
<b>K6-106</b>	595 X 275 X 116 mm	543 X 260 X 111 mm	2.05 kg
<b>K6-107</b>	595 X 275 X 135 mm	543 X 260 X 130 mm	2.15 kg
<b>K6-108</b>	595 X 275 X 185 mm	543 X 260 X 180 mm	2.60 kg
<b>K6-109</b>	595 X 275 X 243 mm	543 X 260 X 238 mm	3.10 kg



### Pokrywy z perforacją



### Pokrywy ochronne




### Pokrywy pełne (bez perforacji)








**Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej**

 <p>KOSZ SIATKOWY</p>	<p><b>K2-460</b> 540 x 250 x 30 mm</p> <p><b>K2-461</b> 540 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K2-462</b> 540 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K2-463</b> 540 x 250 x 100 mm</p>	 <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>	<p><b>K3-1010</b> 540 x 250 x 30 mm</p> <p><b>K3-1011</b> 540 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K3-1012</b> 540 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K3-1013</b> 540 x 250 x 100 mm</p>
	<p><b>K2-450</b> 480 x 250 x 30 mm</p> <p><b>K2-451</b> 480 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K2-452</b> 480 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K2-453</b> 480 x 250 x 100 mm</p>		<p><b>K3-1014</b> POKRYWA KOSZA</p> <p><b>K3-1020</b> 480 x 250 x 30 mm</p> <p><b>K3-1021</b> 480 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K3-1022</b> 480 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K3-1023</b> 480 x 250 x 100 mm</p>







**Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną**

 <p>KOSZ SIATKOWY</p>	<p><b>K2-461 P</b> 540 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K2-462 P</b> 540 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K2-463 P</b> 540 x 250 x 100 mm</p>	 <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>	<p><b>K3-1011 P</b> 540 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K3-1012 P</b> 540 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K3-1013 P</b> 540 x 250 x 100 mm</p>
	<p><b>K2-451 P</b> 480 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K2-452 P</b> 480 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K2-453 P</b> 480 x 250 x 100 mm</p>		<p><b>K3-1014 P</b> POKRYWA KOSZA</p> <p><b>K3-1021 P</b> 480 x 250 x 50 mm</p> <p><b>K3-1022 P</b> 480 x 250 x 70 mm</p> <p><b>K3-1023 P</b> 480 x 250 x 100 mm</p>







**Kosze perforowane ze stali nierdzewnej**

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p><b>K3-720</b> 540 x 253 x 30 mm  <b>K3-721</b> 540 x 253 x 50 mm  <b>K3-722</b> 540 x 253 x 70 mm  <b>K3-723</b> 540 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p><b>K3-740</b> 540 x 253 x 30 mm  <b>K3-741</b> 540 x 253 x 50 mm  <b>K3-742</b> 540 x 253 x 70 mm  <b>K3-743</b> 540 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p><b>K3-760</b> 540 x 253 x 10 mm</p>








**K3-767**  
Nóżka  
Wysokość 20 mm

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p><b>K3-724</b> 485 x 253 x 30 mm  <b>K3-725</b> 485 x 253 x 50 mm  <b>K3-726</b> 485 x 253 x 70 mm  <b>K3-727</b> 485 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p><b>K3-744</b> 485 x 253 x 30 mm  <b>K3-745</b> 485 x 253 x 50 mm  <b>K3-746</b> 485 x 253 x 70 mm  <b>K3-747</b> 485 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p><b>K3-761</b> 540 x 253 x 10 mm</p>





**K3-768**  
Nóżka  
Wysokość 14 mm



 <p><b>K2-560</b> CZERWONY  <b>K2-561</b> NIEBIESKI  <b>K2-562</b> ZIELONY  <b>K2-563</b> ŻÓŁTY  <b>K2-564</b> SZARY  <b>K2-565</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-570</b>  <b>K2-571</b>  <b>K2-572</b>  <b>K2-573</b>  <b>K2-574</b>  <b>K2-575</b></p>
<p>Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych</p>	
<p>Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.                  Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.</p>	





























**K2-569**  
Tabliczka informacyjna ze spinaczem



## 1/1 Akcesoria

 <p><b>K2-428</b> 540 x 250 x 130 mm <b>K2-429</b> 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p>	 <p><b>K2-440</b> 545 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p>	 <p><b>K2-425</b> 540 x 250 x 130 mm <b>K2-426</b> 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p>
 <p><b>K3-1090</b> Stojak do endoskopów Mieści 10 instrumentów endoskopowych Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/1 o głębokości 20cm  Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/1 200 mm Mata silikonowa 520 x 230 mm</p>	 <p><b>K2-420</b> 545 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p><b>K2-400</b> 545 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p><b>K3-1119</b> 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1120</b> 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1121</b> 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p><b>K2-526</b> 520 x 230 mm <b>K2-528</b> 470 x 230 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-531</b> 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-700</b> Thoracotomy <b>K2-701</b> Thoracotomy <b>K2-702</b> Thoracotomy <b>K2-703</b> Basic Set <b>K2-704</b> Basic Set <b>K2-705</b> Basic Set</p>
 <p><b>K2-740</b> Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p><b>K2-742</b> Filtr teflonowy żywność &gt; 1200 cykli</p>	 <p><b>K2-730</b> Podajnik filtrów</p>
 <p><b>K2-710</b> CZERWONY <b>K2-711</b> ŻÓŁTY <b>K2-712</b> ZIELONY <b>K2-713</b> NIEBIESKI <b>K2-714</b> SZARY <b>K2-715</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-673</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem  Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p><b>K2-672</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem  Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p><b>K2-663</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-664</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-661</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p><b>K2-662</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-660</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-665</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p><b>K2-717</b> 40 x 35 x 9 mm Znacznik  Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p><b>K2-716</b> 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>( - )</p>

# Model Classic

system kontenerowy



rozmiar 3/4

### 3/4 Model Classic


Rozmiary	Opcje	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)
		Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)	Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)
465 X 280 X 100 mm 	<b>K6-240</b> <b>K6-241</b> <b>K6-242</b> <b>K6-243</b> <b>K6-244</b> <b>K6-245</b>	<b>K6-260</b> <b>K6-261</b> <b>K6-262</b> <b>K6-263</b> <b>K6-264</b> <b>K6-265</b>	<b>K6-350</b> <b>K6-351</b> <b>K6-352</b> <b>K6-353</b> <b>K6-354</b> <b>K6-355</b>	<b>K6-370</b> <b>K6-371</b> <b>K6-372</b> <b>K6-373</b> <b>K6-374</b> <b>K6-375</b>	
465 X 280 X 135 mm 	<b>K6-246</b> <b>K6-247</b> <b>K6-248</b> <b>K6-249</b> <b>K6-250</b> <b>K6-251</b>	<b>K6-266</b> <b>K6-267</b> <b>K6-268</b> <b>K6-269</b> <b>K6-270</b> <b>K6-271</b>	<b>K6-356</b> <b>K6-357</b> <b>K6-358</b> <b>K6-359</b> <b>K6-360</b> <b>K6-361</b>	<b>K6-376</b> <b>K6-377</b> <b>K6-378</b> <b>K6-379</b> <b>K6-380</b> <b>K6-381</b>	
465 X 280 X 150 mm 	<b>K6-252</b> <b>K6-253</b> <b>K6-254</b> <b>K6-255</b> <b>K6-256</b> <b>K6-257</b>	<b>K6-272</b> <b>K6-273</b> <b>K6-274</b> <b>K6-275</b> <b>K6-276</b> <b>K6-277</b>	<b>K6-362</b> <b>K6-363</b> <b>K6-364</b> <b>K6-365</b> <b>K6-366</b> <b>K6-367</b>	<b>K6-382</b> <b>K6-383</b> <b>K6-384</b> <b>K6-385</b> <b>K6-386</b> <b>K6-387</b>	
Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.					



### 3/4 Model Classic



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-300</b>	475 X 275 X 95 mm	422 X 260 X 90 mm	1.65 kg
<b>K6-301</b>	475 X 275 X 116 mm	422 X 260 X 96 mm	1.80 kg
<b>K6-302</b>	475 X 275 X 137 mm	422 X 260 X 117 mm	1.95 kg



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-305</b>	475 X 275 X 95 mm	422 X 260 X 90 mm	1.50 kg
<b>K6-306</b>	475 X 275 X 116 mm	422 X 260 X 111 mm	1.65 kg
<b>K6-307</b>	475 X 275 X 137 mm	422 X 260 X 132 mm	1.75 kg



#### Pokrywy z perforacją



#### Pokrywy ochronne




#### Pokrywy pełne (bez perforacji)



SZARY  
ŻÓŁTY  
ZIELONY  
NIEBIESKI  
CZERWONY  
CZARNY


**Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej**

 <table border="1" data-bbox="518 560 782 660"> <tr> <td><b>K2-1500</b></td> <td>405 x 250 x 30 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K2-1501</b></td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K2-1502</b></td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K2-1503</b></td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> </table> <p><b>KOSZ SIATKOWY</b></p>	<b>K2-1500</b>	405 x 250 x 30 mm	<b>K2-1501</b>	405 x 250 x 50 mm	<b>K2-1502</b>	405 x 250 x 70 mm	<b>K2-1503</b>	405 x 250 x 100 mm	 <table border="1" data-bbox="1173 548 1460 694"> <tr> <td><b>K3-1030</b></td> <td>405 x 250 x 30 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1031</b></td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1032</b></td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1033</b></td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1034</b></td> <td>POKRYWA KOSZA</td> </tr> </table> <p><b>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</b></p>	<b>K3-1030</b>	405 x 250 x 30 mm	<b>K3-1031</b>	405 x 250 x 50 mm	<b>K3-1032</b>	405 x 250 x 70 mm	<b>K3-1033</b>	405 x 250 x 100 mm	<b>K3-1034</b>	POKRYWA KOSZA
<b>K2-1500</b>	405 x 250 x 30 mm																		
<b>K2-1501</b>	405 x 250 x 50 mm																		
<b>K2-1502</b>	405 x 250 x 70 mm																		
<b>K2-1503</b>	405 x 250 x 100 mm																		
<b>K3-1030</b>	405 x 250 x 30 mm																		
<b>K3-1031</b>	405 x 250 x 50 mm																		
<b>K3-1032</b>	405 x 250 x 70 mm																		
<b>K3-1033</b>	405 x 250 x 100 mm																		
<b>K3-1034</b>	POKRYWA KOSZA																		








**Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną**



 <table border="1" data-bbox="502 1456 782 1534"> <tr> <td><b>K2-1501 P</b></td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K2-1502 P</b></td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K2-1503 P</b></td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> </table> <p><b>KOSZ SIATKOWY</b></p>	<b>K2-1501 P</b>	405 x 250 x 50 mm	<b>K2-1502 P</b>	405 x 250 x 70 mm	<b>K2-1503 P</b>	405 x 250 x 100 mm	 <table border="1" data-bbox="1165 1422 1460 1556"> <tr> <td><b>K3-1031 P</b></td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1032 P</b></td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1033 P</b></td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>K3-1034 P</b></td> <td>POKRYWA KOSZA</td> </tr> </table> <p><b>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</b></p>	<b>K3-1031 P</b>	405 x 250 x 50 mm	<b>K3-1032 P</b>	405 x 250 x 70 mm	<b>K3-1033 P</b>	405 x 250 x 100 mm	<b>K3-1034 P</b>	POKRYWA KOSZA
<b>K2-1501 P</b>	405 x 250 x 50 mm														
<b>K2-1502 P</b>	405 x 250 x 70 mm														
<b>K2-1503 P</b>	405 x 250 x 100 mm														
<b>K3-1031 P</b>	405 x 250 x 50 mm														
<b>K3-1032 P</b>	405 x 250 x 70 mm														
<b>K3-1033 P</b>	405 x 250 x 100 mm														
<b>K3-1034 P</b>	POKRYWA KOSZA														



**Kosze perforowane ze stali nierdzewnej**

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p><b>K3-728</b> 405 x 253 x 30 mm  <b>K3-729</b> 405 x 253 x 50 mm  <b>K3-730</b> 405 x 253 x 70 mm  <b>K3-731</b> 405 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p><b>K3-748</b> 405 x 253 x 30 mm  <b>K3-749</b> 405 x 253 x 50 mm  <b>K3-750</b> 405 x 253 x 70 mm  <b>K3-751</b> 405 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p><b>K3-762</b> 405 x 253 x 10 mm</p>




 <p><b>K2-560</b> CZERWONY  <b>K2-561</b> NIEBIESKI  <b>K2-562</b> ZIELONY  <b>K2-563</b> ŻÓŁTY  <b>K2-564</b> SZARY  <b>K2-565</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-570</b>  <b>K2-571</b>  <b>K2-572</b>  <b>K2-573</b>  <b>K2-574</b>  <b>K2-575</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych

Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.  
Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.




























**K2-569**  
Tabliczka informacyjna ze spinaczem



### 3/4 Akcesoria

 <p><b>K2-1540</b> 405 x 250 x 80 mm <b>K2-1541</b> 405 x 250 x 110 mm <b>K2-1542</b> 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p>	 <p><b>K2-1522</b> 405 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p>	 <p><b>K2-1530</b> 405 x 250 x 80 mm <b>K2-1531</b> 405 x 250 x 110 mm <b>K2-1532</b> 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p>
<p>( - )</p>	 <p><b>K2-1521</b> 405 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p><b>K2-1520</b> 405 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p><b>K3-1119</b> 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1120</b> 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1121</b> 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p><b>K2-524</b> 380 x 230 mm <b>K2-525</b> 440 x 230 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-531</b> 480 x 250 x 2.0 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-700</b> Thoracotomy <b>K2-701</b> Thoracotomy <b>K2-702</b> Thoracotomy <b>K2-703</b> Thoracotomy <b>K2-704</b> Basic Set <b>K2-705</b> Basic Set</p>
 <p><b>K2-740</b> Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p><b>K2-742</b> Filtr teflonowy żywotność &gt; 1200 cykli</p>	 <p><b>K2-730</b> Podajnik filtrów</p>
 <p><b>K2-710</b> CZERWONY <b>K2-711</b> ŻÓŁTY <b>K2-712</b> ZIELONY <b>K2-713</b> NIEBIESKI <b>K2-714</b> SZARY <b>K2-715</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-673</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p><b>K2-672</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p><b>K2-663</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-664</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-661</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p><b>K2-662</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-660</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-665</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p><b>K2-717</b> 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p><b>K2-716</b> 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>( - )</p>

# Model Classic

system kontenerowy



# 1/2 Model Classic

Opcje Rozmiary	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa ochronna Pokrywa (z perforacją)
	Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)	Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)
285 X 280 X 100 mm 	<b>K6-500</b> <b>K6-501</b> <b>K6-502</b> <b>K6-503</b> <b>K6-504</b> <b>K6-505</b>	<b>K6-530</b> <b>K6-531</b> <b>K6-532</b> <b>K6-533</b> <b>K6-534</b> <b>K6-535</b>	<b>K6-640</b> <b>K6-641</b> <b>K6-642</b> <b>K6-643</b> <b>K6-644</b> <b>K6-645</b>	<b>K6-670</b> <b>K6-671</b> <b>K6-672</b> <b>K6-673</b> <b>K6-674</b> <b>K6-675</b>
285 X 280 X 135 mm 	<b>K6-506</b> <b>K6-507</b> <b>K6-508</b> <b>K6-509</b> <b>K6-510</b> <b>K6-511</b>	<b>K6-536</b> <b>K6-537</b> <b>K6-538</b> <b>K6-539</b> <b>K6-540</b> <b>K6-541</b>	<b>K6-646</b> <b>K6-647</b> <b>K6-648</b> <b>K6-649</b> <b>K6-650</b> <b>K6-651</b>	<b>K6-676</b> <b>K6-677</b> <b>K6-678</b> <b>K6-679</b> <b>K6-680</b> <b>K6-681</b>
285 X 280 X 150 mm 	<b>K6-512</b> <b>K6-513</b> <b>K6-514</b> <b>K6-515</b> <b>K6-516</b> <b>K6-517</b>	<b>K6-542</b> <b>K6-543</b> <b>K6-544</b> <b>K6-545</b> <b>K6-546</b> <b>K6-547</b>	<b>K6-652</b> <b>K6-653</b> <b>K6-654</b> <b>K6-655</b> <b>K6-656</b> <b>K6-657</b>	<b>K6-682</b> <b>K6-683</b> <b>K6-684</b> <b>K6-685</b> <b>K6-686</b> <b>K6-687</b>
285 X 280 X 200 mm 	<b>K6-518</b> <b>K6-519</b> <b>K6-520</b> <b>K6-521</b> <b>K6-522</b> <b>K6-523</b>	<b>K6-548</b> <b>K6-549</b> <b>K6-550</b> <b>K6-551</b> <b>K6-552</b> <b>K6-553</b>	<b>K6-658</b> <b>K6-659</b> <b>K6-660</b> <b>K6-661</b> <b>K6-662</b> <b>K6-663</b>	<b>K6-688</b> <b>K6-689</b> <b>K6-690</b> <b>K6-691</b> <b>K6-692</b> <b>K6-693</b>
285 X 280 X 260 mm 	<b>K6-524</b> <b>K6-525</b> <b>K6-526</b> <b>K6-527</b> <b>K6-528</b> <b>K6-529</b>	<b>K6-554</b> <b>K6-555</b> <b>K6-556</b> <b>K6-557</b> <b>K6-558</b> <b>K6-559</b>	<b>K6-664</b> <b>K6-665</b> <b>K6-666</b> <b>K6-667</b> <b>K6-668</b> <b>K6-669</b>	<b>K6-694</b> <b>K6-695</b> <b>K6-696</b> <b>K6-697</b> <b>K6-698</b> <b>K6-699</b>
Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.				




## 1/2 Model Classic



Wanna kontenerowa  
(z perforacją)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-600</b>	306 X 272 X 95 mm	253 X 258 X 75 mm	1.25 kg
<b>K6-601</b>	306 X 272 X 114 mm	253 X 258 X 94 mm	1.40 kg
<b>K6-602</b>	306 X 272 X 135 mm	253 X 258 X 115 mm	1.55 kg
<b>K6-603</b>	306 X 272 X 184 mm	253 X 258 X 164 mm	1.80 kg
<b>K6-604</b>	306 X 272 X 241 mm	253 X 258 X 221 mm	2.10 kg



Wanna kontenerowa  
(bez perforacji)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-605</b>	306 X 272 X 95 mm	253 X 258 X 90 mm	1.15 kg
<b>K6-606</b>	306 X 272 X 114 mm	253 X 258 X 109 mm	1.25 kg
<b>K6-607</b>	306 X 272 X 135 mm	253 X 258 X 130 mm	1.35 kg
<b>K6-608</b>	306 X 272 X 184 mm	253 X 258 X 179 mm	1.55 kg
<b>K6-609</b>	306 X 272 X 241 mm	253 X 258 X 236 mm	2.00 kg




### Pokrywy z perforacją



- K6-630**
- K6-631**
- K6-632**
- K6-633**
- K6-634**
- K6-635**

### Pokrywy ochronne



- K6-700**
- K6-701**
- K6-702**
- K6-703**
- K6-704**
- K6-705**

### Pokrywy pełne (bez perforacji)



- K6-620**
- K6-621**
- K6-622**
- K6-623**
- K6-624**
- K6-625**



- SZARY
- ŻÓŁTY
- ZIELONY
- NIEBIESKI
- CZERWONY
- CZARNY

**Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej**



**K2-490** 255 x 250 x 30 mm  
**K2-491** 255 x 250 x 50 mm  
**K2-492** 255 x 250 x 70 mm  
**K2-493** 255 x 250 x 100 mm



KOSZ SIATKOWY



**K3-1040** 255 x 250 x 30 mm  
**K3-1041** 255 x 250 x 50 mm  
**K3-1042** 255 x 250 x 70 mm  
**K3-1043** 255 x 250 x 100 mm

**K3-1045** POKRYWA KOSZA

KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



**Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną**



**K2-491 P** 255 x 250 x 50 mm  
**K2-492 P** 255 x 250 x 70 mm  
**K2-493 P** 255 x 250 x 100 mm


KOSZ SIATKOWY







**K3-1041 P** 255 x 250 x 50 mm  
**K3-1042 P** 255 x 250 x 70 mm  
**K3-1043 P** 255 x 250 x 100 mm

**K3-1045 P** POKRYWA KOSZA



KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



**Kosze perforowane ze stali nierdzewnej**

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p><b>K3-732</b> 244 x 253 x 30 mm  <b>K3-733</b> 244 x 253 x 50 mm  <b>K3-734</b> 244 x 253 x 70 mm  <b>K3-735</b> 244 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p><b>K3-752</b> 244 x 253 x 30 mm  <b>K3-753</b> 244 x 253 x 50 mm  <b>K3-754</b> 244 x 253 x 70 mm  <b>K3-755</b> 244 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p><b>K3-763</b> 244 x 253 x 10 mm</p>




 <p><b>K2-560</b> CZERWONY  <b>K2-561</b> NIEBIESKI  <b>K2-562</b> ZIELONY  <b>K2-563</b> ŻÓŁTY  <b>K2-564</b> SZARY  <b>K2-565</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-570</b>  <b>K2-571</b>  <b>K2-572</b>  <b>K2-573</b>  <b>K2-574</b>  <b>K2-575</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych

Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.  
Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.




























**K2-569**  
Tabliczka informacyjna ze spinaczem



## 1/2 Akcesoria

 <p><b>K2-483</b> 255 x 245 x 130 mm <b>K2-484</b> 255 x 245 x 180 mm PODZIAŁKI</p>	 <p><b>K2-482</b> 255 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p>	<p>( - )</p>
 <p><b>K3-1094</b> Stojak do endoskopów Mieści 10 narzędzi Kerrison Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/2 i 1/1 o głębokości 20cm  Kosz siatkowy 1/2 50 mm Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/2 200 mm Kontener 1/1 200 mm</p>	 <p><b>K3-481</b> 255 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p><b>K2-480</b> 255 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p><b>K3-1119</b> 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1120</b> 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1121</b> 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p><b>K2-521</b> 255 x 255 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-531</b> 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p>	 <p><b>K2-700</b> Thoracotomy <b>K2-701</b> Thoracotomy <b>K2-702</b> Thoracotomy <b>K2-703</b> Basic Set <b>K2-704</b> Basic Set <b>K2-705</b> Basic Set</p>
 <p><b>K2-740</b> Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p><b>K2-742</b> Filtr teflonowy żywotność &gt; 1200 cykli</p>	 <p><b>K2-730</b> Podajnik filtrów</p>
 <p><b>K2-710</b> CZERWONY <b>K2-711</b> ŻÓŁTY <b>K2-712</b> ZIELONY <b>K2-713</b> NIEBIESKI <b>K2-714</b> SZARY <b>K2-715</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-673</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem  Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p><b>K2-672</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem  Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p><b>K2-663</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-664</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-661</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p><b>K2-662</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-660</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-665</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p><b>K2-717</b> 40 x 35 x 9 mm Znacznik  Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p><b>K2-716</b> 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>( - )</p>

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



































# Model Classic

system kontenerowy




rozmiar XXL

# XL Model Classic


<p><b>Opcje</b></p> <p><b>Rozmiary</b></p>	<p>Pokrywa (z perforacją)</p>  <p>Wanna kontenerowa (bez perforacji)</p>	<p>Pokrywa (z perforacją)</p>  <p>Wanna kontenerowa (z perforacją)</p>
<p>590 X 370 X 120 mm</p> 	<p><b>K6-136</b> </p> <p><b>K6-137</b> </p> <p><b>K6-138</b> </p> <p><b>K6-139</b> </p> <p><b>K6-140</b> </p> <p><b>K6-141</b> </p>	<p><b>K6-210</b> </p> <p><b>K6-211</b> </p> <p><b>K6-212</b> </p> <p><b>K6-213</b> </p> <p><b>K6-214</b> </p> <p><b>K6-215</b> </p>
<p>590 X 370 X 180 mm</p> 	<p><b>K6-142</b> </p> <p><b>K6-143</b> </p> <p><b>K6-144</b> </p> <p><b>K6-145</b> </p> <p><b>K6-146</b> </p> <p><b>K6-147</b> </p>	<p><b>K6-216</b> </p> <p><b>K6-217</b> </p> <p><b>K6-218</b> </p> <p><b>K6-219</b> </p> <p><b>K6-220</b> </p> <p><b>K6-221</b> </p>
<p>Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.</p>		
		



# XL Model Classic



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-400</b>	595 X 365 X 105 mm	530 X 350 X 85 mm	2.50 kg
<b>K6-401</b>	595 X 365 X 167 mm	530 X 350 X 145 mm	3.25 kg



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
<b>K6-402</b>	595 X 365 X 105 mm	543 X 350 X 100 mm	2.20 kg
<b>K6-403</b>	595 X 365 X 167 mm	530 X 350 X 162 mm	3.00 kg




## Pokrywy z perforacją









- SZARY
- ŻÓŁTY
- ZIELONY
- NIEBIESKI
- CZERWONY
- CZARNY























**Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej**

	<b>K2-1701</b> 533 x 337 x 50 mm <b>K2-1702</b> 533 x 337 x 75 mm <b>K2-1703</b> 533 x 337 x 100 mm		<b>K3-1704</b> 533 x 337 x 50 mm <b>K3-1705</b> 533 x 337 x 75 mm <b>K3-1706</b> 533 x 337 x 100 mm <b>K3-1707</b> POKRYWA KOSZA		
	<p>KOSZ SIATKOWY</p>		<p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>		



 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>K2-560</b> CZERWONY</li> <li><b>K2-561</b> NIEBIESKI</li> <li><b>K2-562</b> ZIELONY</li> <li><b>K2-563</b> ŻÓŁTY</li> <li><b>K2-564</b> SZARY</li> <li><b>K2-565</b> CZARNY</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>K2-570</b></li> <li><b>K2-571</b></li> <li><b>K2-572</b></li> <li><b>K2-573</b></li> <li><b>K2-574</b></li> <li><b>K2-575</b></li> </ul> <p>Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych</p>	 <p><b>K2-569</b> Tabliczka informacyjna ze spinaczem</p>
<p>Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej. Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.</p>		
		

# XL Akcesoria

 <p><b>K2-1731</b> 533 x 337 x 70 mm <b>K2-1732</b> 533 x 337 x 120 mm PODZIAŁKI</p>	<p>( - )</p>	 <p><b>K2-1721</b> 533 x 337 x 70 mm <b>K2-1722</b> 533 x 337 x 120 mm PODZIAŁKI</p>
<p>( - )</p>	 <p><b>K2-1712</b> 533 x 337 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p><b>K2-1711</b> 533 x 337 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
<p>( - )</p>	<p>( - )</p>	 <p><b>K2-700</b> (red) <b>K2-701</b> (blue) <b>K2-702</b> (green) <b>K2-703</b> (yellow) <b>K2-704</b> (grey) <b>K2-705</b> (black)</p>
 <p><b>K3-1119</b> 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1120</b> 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p><b>K3-1121</b> 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p><b>K2-740</b> Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p><b>K2-742</b> Filtr teflonowy żywotność &gt; 1200 cykli</p>	 <p><b>K2-730</b> Podajnik filtrów</p>
 <p><b>K2-710</b> CZERWONY <b>K2-711</b> ŻÓŁTY <b>K2-712</b> ZIELONY <b>K2-713</b> NIEBIESKI <b>K2-714</b> SZARY <b>K2-715</b> CZARNY</p>	 <p><b>K2-673</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p><b>K2-672</b> Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p><b>K2-663</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-664</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p><b>K2-661</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p><b>K2-662</b> Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-660</b> Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p><b>K2-665</b> Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p><b>K2-717</b> 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p><b>K2-716</b> 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>( - )</p>





Klamra zamknięcia pokrywy z możliwością obrotu o 180°



Możliwość ustawiania kontenerów jeden na drugim



Uchwyt do stosowania plomb jednorazowego użytku



System szybkiego mocowania filtrów




Możliwość zastosowania klamry zamknięcia pokryw jako uchwytu




Szczelność kontenera zagwarantowana dzięki zastosowaniu uszczelki silikonowej




Możliwość oznakowania kontenerów za pomocą kolorowych etykiet



Filtr doszczelniany uszczelką



Systemowe podziałki zapewniające skuteczny podział koszy kontenerowych



Maty silikonowe służące pozycjonowaniu narzędzi



Silikonowe osłony rączek kontenera w różnych kolorach



Możliwość zastosowania dodatkowej warstwy ochronnej



Uchwyty spiralne służące pozycjonowaniu narzędzi



Dodatkowa siatka wspomagająca cyrkulację pary



Klamry pozycjonujące do narzędzi cylindrycznych



Wózki transportowe (o konstrukcji zamkniętej lub otwartej)


















Sposób montażu i demontażu pokrywy ochronnej.



**ZGODNOŚĆ SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PROCEDURAMI STERYLIZACJI PAROWEJ <sup>1)</sup>**

wg DIN 58953-9 (wydanej w maju 1987)

Kontener sterylizacyjny	Pakowanie		Procedury sterylizacji parowej zgodnie z normą DIN 58946-1				
	Opis	schemat rysunkowy sposobu pakowania	Procedura grawitacyjna	Procedura z próżnią wstępną	Procedura z frakcjonowaną próżnią	Procedura z frakcjonowanym przepływem	Procedura iniekcji parowej
z filtrami (StB-F)	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1)		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	○
	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej, z nieperforowaną pokrywą (zgodnie z DIN 58952-1)		○	+	+	+	+
			-	○	+	+	+
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		+ <sup>3)</sup>	+	+	+	+
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1)		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		○	+	+	+	+
	z zaworami (StB-V)	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		-	○	+	+
			-	-	+	+	○
Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, bez zaworów w wannie kontenerowej			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, nie perforowanych			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>

Objaśnienie symboli: **+** DOTYCZY **-** NIE DOTYCZY **○** OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

- 1) Aby uniknąć błędów dotyczących serwisowania, użytku lub/ oraz podczas załadunku sterylizatora, należy odnieść się do tabeli 1 by uzyskać informację o prawidłowym bądź nieprawidłowym doborze kontenerów sterylizacyjnych z właściwymi procedurami sterylizacji parowej.
- 2) Wyłącznie kontenery sterylizacyjne gwarantujące wyparowanie lub odprowadzenie kondensatu.
- 3) W przypadku procedury grawitacyjnej przebiegającej bez udziału urządzenia suszącego nie ma gwarancji wystarczającego efektu osuszania.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 66 43 810, fax: +48 61 66 43 819

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)