

Model Bio-Barrier


system kontenerowy




1/1 Model Bio-Barrier

| Opcje | | Rozmiary | | | |
|--|------------|---|--|---|--|
| | | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) |
| 580 X 280 X h mm | K7-010 | K7-040 | K7-150 | K7-180 | |
| | K7-011 | K7-041 | K7-151 | K7-181 | |
| | K7-012 | K7-042 | K7-152 | K7-182 | |
| | K7-013 | K7-043 | K7-153 | K7-183 | |
| | K7-014 | K7-044 | K7-154 | K7-184 | |
| | K7-015 | K7-045 | K7-155 | K7-185 | |
| | h = 115 mm | | h = 135 mm | | |
| 580 X 280 X h mm | K7-016 | K7-046 | K7-156 | K7-186 | |
| | K7-017 | K7-047 | K7-157 | K7-187 | |
| | K7-018 | K7-048 | K7-158 | K7-188 | |
| | K7-019 | K7-049 | K7-159 | K7-189 | |
| | K7-020 | K7-050 | K7-160 | K7-190 | |
| | K7-021 | K7-051 | K7-161 | K7-191 | |
| | h = 140 mm | | h = 163 mm | | |
| 580 X 280 X h mm | K7-022 | K7-052 | K7-162 | K7-192 | |
| | K7-023 | K7-053 | K7-163 | K7-193 | |
| | K7-024 | K7-054 | K7-164 | K7-194 | |
| | K7-025 | K7-055 | K7-165 | K7-195 | |
| | K7-026 | K7-056 | K7-166 | K7-196 | |
| | K7-027 | K7-057 | K7-167 | K7-197 | |
| | h = 155 mm | | h = 175 mm | | |
| 580 X 280 X h mm | K7-028 | K7-058 | K7-168 | K7-198 | |
| | K7-029 | K7-059 | K7-169 | K7-199 | |
| | K7-030 | K7-060 | K7-170 | K7-200 | |
| | K7-031 | K7-061 | K7-171 | K7-201 | |
| | K7-032 | K7-062 | K7-172 | K7-202 | |
| | K7-033 | K7-063 | K7-173 | K7-203 | |
| | h = 205 mm | | h = 235 mm | | |
| 580 X 280 X h mm | K7-034 | K7-064 | K7-174 | K7-204 | |
| | K7-035 | K7-065 | K7-175 | K7-205 | |
| | K7-036 | K7-066 | K7-176 | K7-206 | |
| | K7-037 | K7-067 | K7-177 | K7-207 | |
| | K7-038 | K7-068 | K7-178 | K7-208 | |
| | K7-039 | K7-069 | K7-179 | K7-209 | |
| | h = 265 mm | | h = 295 mm | | |
| Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy. | | | | | |
| | | | | | |

1/1 Model Bio-Barrier



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-100 | 595 X 275 X 115 mm | 543 X 260 X 90 mm | 2.70 kg |
| K7-101 | 595 X 275 X 136 mm | 543 X 260 X 111 mm | 3.20 kg |
| K7-102 | 595 X 275 X 155 mm | 543 X 260 X 130 mm | 3.40 kg |
| K7-103 | 595 X 275 X 205 mm | 543 X 260 X 180 mm | 4.10 kg |
| K7-104 | 595 X 275 X 263 mm | 543 X 260 X 238 mm | 4.90 kg |



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-105 | 595 X 275 X 95 mm | 543 X 260 X 90 mm | 1.70 kg |
| K7-106 | 595 X 275 X 116 mm | 543 X 260 X 111 mm | 2.05 kg |
| K7-107 | 595 X 275 X 135 mm | 543 X 260 X 130 mm | 2.15 kg |
| K7-108 | 595 X 275 X 185 mm | 543 X 260 X 180 mm | 2.60 kg |
| K7-109 | 595 X 275 X 243 mm | 543 X 260 X 238 mm | 3.10 kg |



Pokrywy bio-barrier




Pokrywy ochronne






Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>KOSZ SIATKOWY</p> | <p>K2-460 540 x 250 x 30 mm</p> <p>K2-461 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-462 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-463 540 x 250 x 100 mm</p> |  <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p> | <p>K3-1010 540 x 250 x 30 mm</p> <p>K3-1011 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1012 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1013 540 x 250 x 100 mm</p> |
| | <p>K2-450 480 x 250 x 30 mm</p> <p>K2-451 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-452 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-453 480 x 250 x 100 mm</p> | | <p>K3-1014 POKRYWA KOSZA</p> <p>K3-1020 480 x 250 x 30 mm</p> <p>K3-1021 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1022 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1023 480 x 250 x 100 mm</p> |











Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną



| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>KOSZ SIATKOWY</p> | <p>K2-461 P 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-462 P 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-463 P 540 x 250 x 100 mm</p> |  <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p> | <p>K3-1011 P 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1012 P 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1013 P 540 x 250 x 100 mm</p> |
| | <p>K2-451 P 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-452 P 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-453 P 480 x 250 x 100 mm</p> | | <p>K3-1014 P POKRYWA KOSZA</p> <p>K3-1021 P 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1022 P 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1023 P 480 x 250 x 100 mm</p> |



Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

| | | |
|---|---|--|
|  <p>KOSZ</p> |  <p>Kosz z pokrywą</p> | <p>K3-720 540 x 253 x 30 mm K3-721 540 x 253 x 50 mm K3-722 540 x 253 x 70 mm K3-723 540 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Kosz</p> | <p>K3-740 540 x 253 x 30 mm K3-741 540 x 253 x 50 mm K3-742 540 x 253 x 70 mm K3-743 540 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Pokrywa</p> | <p>K3-760 540 x 253 x 10 mm</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>KOSZ</p> |  <p>Kosz z pokrywą</p> | <p>K3-724 485 x 253 x 30 mm K3-725 485 x 253 x 50 mm K3-726 485 x 253 x 70 mm K3-727 485 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Kosz</p> | <p>K3-744 485 x 253 x 30 mm K3-745 485 x 253 x 50 mm K3-746 485 x 253 x 70 mm K3-747 485 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Pokrywa</p> | <p>K3-761 540 x 253 x 10 mm</p> |







K3-767
Nóżka
Wysokość 20 mm





K3-768
Nóżka
Wysokość 14 mm
























| | |
|---|---|
|  <p>K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY</p> |  <p>K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575</p> |
| <p>Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych</p> | |
| <p>Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej. Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.</p> | |



K2-569
Tabliczka informacyjna ze spinaczem

1/1 Akcesoria




















































































| | | |
|--|---|---|
|  <p>K2-428 540 x 250 x 130 mm K2-429 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p> |  <p>K2-440 545 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p> |  <p>K2-425 540 x 250 x 130 mm K2-426 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p> |
|  <p>K3-1090 Stojak do endoskopów Mieści 10 instrumentów endoskopowych Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/1 o głębokości 20cm Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/1 200 mm Mata silikonowa 520 x 230 mm</p> |  <p>K2-420 545 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |  <p>K2-400 545 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |
|  <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |
|  <p>K2-526 520 x 230 mm K2-528 470 x 230 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-531 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-700 Basic Set K2-701 Thoracotomy K2-702 Basic Set K2-703 Thoracotomy K2-704 Basic Set K2-705 Basic Set</p> |
|  <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p> |  <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p> |  <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p> |
|  <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |
|  <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |
|  <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p> |  <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p> | <p>(-)</p> |

Model Bio-Barrier


system kontenerowy




3/4 Model Bio-Barrier

| Rozmiary | Opcje | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
| | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) | | | | |
| 465 X 280 X h mm  | K7-240  K7-241  K7-242  K7-243  K7-244  K7-245  | h= 115 mm | K7-260  K7-261  K7-262  K7-263  K7-264  K7-265  | h= 135 mm | K7-350  K7-351  K7-352  K7-353  K7-354  K7-355  | h= 128 mm | K7-370  K7-371  K7-372  K7-373  K7-374  K7-375  | h= 150 mm |
| 465 X 280 X h mm  | K7-246  K7-247  K7-248  K7-249  K7-250  K7-251  | h= 140 mm | K7-266  K7-267  K7-268  K7-269  K7-270  K7-271  | h= 160 mm | K7-356  K7-357  K7-358  K7-359  K7-360  K7-361  | h= 153 mm | K7-376  K7-377  K7-378  K7-379  K7-380  K7-381  | h= 175 mm |
| 465 X 280 X h mm  | K7-252  K7-253  K7-254  K7-255  K7-256  K7-257  | h= 155 mm | K7-272  K7-273  K7-274  K7-275  K7-276  K7-277  | h= 175 mm | K7-362  K7-363  K7-364  K7-365  K7-366  K7-367  | h= 168 mm | K7-382  K7-383  K7-384  K7-385  K7-386  K7-387  | h= 185 mm |
| Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy. | |  |  |  |  | | | |
| | |  |  |  |  | | | |

3/4 Model Bio-Barrier



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-300 | 475 X 275 X 115 mm | 422 X 260 X 90 mm | 1.95 kg |
| K7-301 | 475 X 275 X 136 mm | 422 X 260 X 111 mm | 2.10 kg |
| K7-302 | 475 X 275 X 157 mm | 422 X 260 X 132 mm | 2.20 kg |



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-305 | 475 X 275 X 95 mm | 422 X 260 X 90 mm | 1.50 kg |
| K7-306 | 475 X 275 X 116 mm | 422 X 260 X 111 mm | 1.65 kg |
| K7-307 | 475 X 275 X 137 mm | 422 X 260 X 132 mm | 1.75 kg |



Pokrywy bio-barrier




Pokrywy ochronne




Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
|  <table border="1" data-bbox="518 560 782 660"> <tr> <td>K2-1500</td> <td>405 x 250 x 30 mm</td> </tr> <tr> <td>K2-1501</td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td>K2-1502</td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td>K2-1503</td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> </table> <p>KOSZ SIATKOWY</p> | K2-1500 | 405 x 250 x 30 mm | K2-1501 | 405 x 250 x 50 mm | K2-1502 | 405 x 250 x 70 mm | K2-1503 | 405 x 250 x 100 mm |  <table border="1" data-bbox="1173 548 1460 694"> <tr> <td>K3-1030</td> <td>405 x 250 x 30 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1031</td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1032</td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1033</td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1034</td> <td>POKRYWA KOSZA</td> </tr> </table> <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p> | K3-1030 | 405 x 250 x 30 mm | K3-1031 | 405 x 250 x 50 mm | K3-1032 | 405 x 250 x 70 mm | K3-1033 | 405 x 250 x 100 mm | K3-1034 | POKRYWA KOSZA |
| K2-1500 | 405 x 250 x 30 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2-1501 | 405 x 250 x 50 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2-1502 | 405 x 250 x 70 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2-1503 | 405 x 250 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1030 | 405 x 250 x 30 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1031 | 405 x 250 x 50 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1032 | 405 x 250 x 70 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1033 | 405 x 250 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1034 | POKRYWA KOSZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |








Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
|  <table border="1" data-bbox="502 1456 782 1534"> <tr> <td>K2-1501 P</td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td>K2-1502 P</td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td>K2-1503 P</td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> </table> <p>KOSZ SIATKOWY</p> | K2-1501 P | 405 x 250 x 50 mm | K2-1502 P | 405 x 250 x 70 mm | K2-1503 P | 405 x 250 x 100 mm |  <table border="1" data-bbox="1165 1422 1460 1556"> <tr> <td>K3-1031 P</td> <td>405 x 250 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1032 P</td> <td>405 x 250 x 70 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1033 P</td> <td>405 x 250 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>K3-1034 P</td> <td>POKRYWA KOSZA</td> </tr> </table> <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p> | K3-1031 P | 405 x 250 x 50 mm | K3-1032 P | 405 x 250 x 70 mm | K3-1033 P | 405 x 250 x 100 mm | K3-1034 P | POKRYWA KOSZA |
| K2-1501 P | 405 x 250 x 50 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K2-1502 P | 405 x 250 x 70 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K2-1503 P | 405 x 250 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1031 P | 405 x 250 x 50 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1032 P | 405 x 250 x 70 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1033 P | 405 x 250 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| K3-1034 P | POKRYWA KOSZA | | | | | | | | | | | | | | |




Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

| | | |
|---|---|--|
|  <p>KOSZ</p> |  <p>Kosz z pokrywą</p> | <p>K3-728 405 x 253 x 30 mm K3-729 405 x 253 x 50 mm K3-730 405 x 253 x 70 mm K3-731 405 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Kosz</p> | <p>K3-748 405 x 253 x 30 mm K3-749 405 x 253 x 50 mm K3-750 405 x 253 x 70 mm K3-751 405 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Pokrywa</p> | <p>K3-762 405 x 253 x 10 mm</p> |





K2-560 CZERWONY
K2-561 NIEBIESKI
K2-562 ZIELONY
K2-563 ŻÓŁTY
K2-564 SZARY
K2-565 CZARNY




K2-570
K2-571
K2-572
K2-573
K2-574
K2-575

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych























Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.
 Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.



K2-569
 Tabliczka informacyjna ze spinaczem

3/4 Akcesoria

| | | |
|--|---|---|
|  <p>K2-1540 405 x 250 x 80 mm K2-1541 405 x 250 x 110 mm K2-1542 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p> |  <p>K2-1522 405 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p> |  <p>K2-1530 405 x 250 x 80 mm K2-1531 405 x 250 x 110 mm K2-1532 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p> |
| <p>(-)</p> |  <p>K2-1521 405 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |  <p>K2-1520 405 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |
|  <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |
|  <p>K2-524 380 x 230 mm K2-525 440 x 230 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-531 480 x 250 x 2.0 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-700 K2-701 K2-702 K2-703 K2-704 K2-705</p> |
|  <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p> |  <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p> |  <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p> |
|  <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |
|  <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |
|  <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p> |  <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p> | <p>(-)</p> |

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



Model Bio-Barrier

system kontenerowy



rozmiar 1/2


1/2 Model Bio-Barrier

| Opcje | | Rozmiary | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (bez perforacji) | Pokrywa ochronna Pokrywa (z bariera) Wanna kontenerowa (z bariera) | | | | | | |
| <p>285 X 280 X h mm</p> | K7-500 K7-501 K7-502 K7-503 K7-504 K7-505 | h = 105 mm | K7-530 K7-531 K7-532 K7-533 K7-534 K7-535 | h = 135 mm | K7-640 K7-641 K7-642 K7-643 K7-644 K7-645 | h = 128 mm | K7-670 K7-671 K7-672 K7-673 K7-674 K7-675 | h = 145 mm | | | |
| | <p>285 X 280 X h mm</p> | K7-506 K7-507 K7-508 K7-509 K7-510 K7-511 | h = 140 mm | K7-536 K7-537 K7-538 K7-539 K7-540 K7-541 | h = 160 mm | K7-646 K7-647 K7-648 K7-649 K7-650 K7-651 | h = 153 mm | K7-676 K7-677 K7-678 K7-679 K7-680 K7-681 | h = 170 mm | | |
| | | <p>285 X 280 X h mm</p> | K7-512 K7-513 K7-514 K7-515 K7-516 K7-517 | h = 155 mm | K7-542 K7-543 K7-544 K7-545 K7-546 K7-547 | h = 175 mm | K7-652 K7-653 K7-654 K7-655 K7-656 K7-657 | h = 168 mm | K7-682 K7-683 K7-684 K7-685 K7-686 K7-687 | h = 185 mm | |
| | | | <p>285 X 280 X h mm</p> | K7-518 K7-519 K7-520 K7-521 K7-522 K7-523 | h = 205 mm | K7-548 K7-549 K7-550 K7-551 K7-552 K7-553 | h = 235 mm | K7-658 K7-659 K7-660 K7-661 K7-662 K7-663 | h = 218 mm | K7-688 K7-689 K7-690 K7-691 K7-692 K7-693 | h = 245 mm |
| | | | | <p>285 X 280 X h mm</p> | K7-524 K7-525 K7-526 K7-527 K7-528 K7-529 | h = 265 mm | K7-554 K7-555 K7-556 K7-557 K7-558 K7-559 | h = 295 mm | K7-664 K7-665 K7-666 K7-667 K7-668 K7-669 | h = 278 mm | K7-694 K7-695 K7-696 K7-697 K7-698 K7-699 |
| <p>Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1/2 Model Bio-Barrier



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-600 | 306 X 272 X 115 mm | 253 X 258 X 90 mm | 1.60 kg |
| K7-601 | 306 X 272 X 134 mm | 253 X 258 X 109 mm | 1.70 kg |
| K7-602 | 306 X 272 X 155 mm | 253 X 258 X 130 mm | 1.80 kg |
| K7-603 | 306 X 272 X 204 mm | 253 X 258 X 179 mm | 2.00 kg |
| K7-604 | 306 X 272 X 261 mm | 253 X 258 X 236 mm | 2.45 kg |




| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-605 | 306 X 272 X 95 mm | 253 X 258 X 90 mm | 1.15 kg |
| K7-606 | 306 X 272 X 114 mm | 253 X 258 X 109 mm | 1.25 kg |
| K7-607 | 306 X 272 X 135 mm | 253 X 258 X 130 mm | 1.35 kg |
| K7-608 | 306 X 272 X 184 mm | 253 X 258 X 179 mm | 1.55 kg |
| K7-609 | 306 X 272 X 241 mm | 253 X 258 X 236 mm | 2.00 kg |



Pokrywy bio-barrier



Pokrywy ochronne



Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej



K2-490 255 x 250 x 30 mm
K2-491 255 x 250 x 50 mm
K2-492 255 x 250 x 70 mm
K2-493 255 x 250 x 100 mm



KOSZ SIATKOWY



K3-1040 255 x 250 x 30 mm
K3-1041 255 x 250 x 50 mm
K3-1042 255 x 250 x 70 mm
K3-1043 255 x 250 x 100 mm

K3-1045 POKRYWA KOSZA

KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną



K2-491 P 255 x 250 x 50 mm
K2-492 P 255 x 250 x 70 mm
K2-493 P 255 x 250 x 100 mm


KOSZ SIATKOWY







K3-1041 P 255 x 250 x 50 mm
K3-1042 P 255 x 250 x 70 mm
K3-1043 P 255 x 250 x 100 mm

K3-1045 P POKRYWA KOSZA



KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

| | | |
|---|---|--|
|  <p>KOSZ</p> |  <p>Kosz z pokrywą</p> | <p>K3-732 244 x 253 x 30 mm K3-733 244 x 253 x 50 mm K3-734 244 x 253 x 70 mm K3-735 244 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Kosz</p> | <p>K3-752 244 x 253 x 30 mm K3-753 244 x 253 x 50 mm K3-754 244 x 253 x 70 mm K3-755 244 x 253 x 100 mm</p> |
| |  <p>Pokrywa</p> | <p>K3-763 244 x 253 x 10 mm</p> |




| | |
|---|---|
|  <p>K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY</p> |  <p>K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575</p> |
|---|---|

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych























Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.
Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.



K2-569
Tabliczka informacyjna ze spinaczem

1/2 Akcesoria






| | | |
|--|---|---|
|  <p>K2-483 255 x 245 x 130 mm K2-484 255 x 245 x 180 mm PODZIAŁKI</p> |  <p>K2-482 255 x 255 x 30 mm DNO SIOWE</p> | <p>(-)</p> |
|  <p>K3-1094 Stojak do endoskopów Mieści 10 narzędzi Kerrison Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/2 i 1/1 o głębokości 20cm Kosz siatkowy 1/2 50 mm Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/2 200 mm Kontener 1/1 200 mm</p> |  <p>K3-481 255 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |  <p>K2-480 255 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |
|  <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |
|  <p>K2-521 255 x 255 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-531 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p> |  <p>K2-700 Thoracotomy K2-701 Thoracotomy K2-702 Thoracotomy K2-703 Basic Set K2-704 Basic Set K2-705 Basic Set</p> |
|  <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p> |  <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p> |  <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p> |
|  <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |
|  <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |
|  <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p> |  <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p> | <p>(-)</p> |

Model Bio-Barrier


system kontenerowy




XL Model Bio-Barrier

| <p>Opcje</p> <p>Rozmiary</p> | <p>Pokrywa (z bariera)</p>  <p>Wanna kontenerowa (bez perforacji)</p> | <p>Pokrywa (z bariera)</p>  <p>Wanna kontenerowa (z bariera)</p> |
|---|--|--|
| <p>590 X 370 X h mm</p>  | <p>K7-711 </p> <p>K7-712 </p> <p>K7-713 </p> <p>K7-714 </p> <p>K7-715 </p> <p>K7-716 </p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">h= 125 mm</p> | <p>K7-741 </p> <p>K7-742 </p> <p>K7-743 </p> <p>K7-744 </p> <p>K7-745 </p> <p>K7-746 </p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">h= 135 mm</p> |
| <p>590 X 370 X h mm</p>  | <p>K7-717 </p> <p>K7-718 </p> <p>K7-719 </p> <p>K7-720 </p> <p>K7-721 </p> <p>K7-722 </p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">h= 185 mm</p> | <p>K7-747 </p> <p>K7-748 </p> <p>K7-749 </p> <p>K7-750 </p> <p>K7-751 </p> <p>K7-752 </p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">h= 195 mm</p> |
| <p>Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.</p> |  | |

XL Model Bio-Barrier



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|
| K7-700 | 595 X 365 X 125 mm | 530 X 350 X 100 mm | 2.620 kg |
| K7-701 | 595 X 365 X 187 mm | 530 X 350 X 162 mm | 3.440 kg |



| NR KAT. | ZEWN. | WEWN. | WAGA |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| K7-702 | 595 X 365 X 105 mm | 530 X 350 X 100 mm | 2.20 kg |
| K7-703 | 595 X 365 X 167 mm | 530 X 350 X 167 mm | 3.00 kg |










Pokrywy bio-barrier



Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
|  | K2-1701 533 x 337 x 50 mm K2-1702 533 x 337 x 75 mm K2-1703 533 x 337 x 100 mm |  | K3-1704 533 x 337 x 50 mm K3-1705 533 x 337 x 75 mm K3-1706 533 x 337 x 100 mm K3-1707 POKRYWA KOSZA | | |
| | <p>KOSZ SIATKOWY</p> | | <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p> | | |























| | | |
|--|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY |  <ul style="list-style-type: none"> K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575 <p>Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych</p> |  <p>K2-569 Tabliczka informacyjna ze spinaczem</p> |
| <p>Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej. Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.</p> | |  |
|  | |  |

XL Akcesoria


Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**




| | | |
|--|---|---|
|  <p>K2-1731 533 x 337 x 70 mm K2-1732 533 x 337 x 120 mm PODZIAŁKI</p> | <p>(-)</p> |  <p>K2-1721 533 x 337 x 70 mm K2-1722 533 x 337 x 120 mm PODZIAŁKI</p> |
| <p>(-)</p> |  <p>K2-1712 533 x 337 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |  <p>K2-1711 533 x 337 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p> |
| <p>(-)</p> | <p>(-)</p> |  <p>K2-700 K2-701 K2-702 K2-703 K2-704 K2-705</p> |
|  <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |  <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p> |
|  <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIEŁONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p> |  <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p> |  <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p> |
|  <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |  <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p> |
|  <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |  <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p> |
|  <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p> |  <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p> | <p>(-)</p> |




1. Zawór w stanie spoczynku - przed procesem sterylizacji




2. Zawór otwarty - w fazie podciśnienia w komorze sterylizatora (ewakuacja powietrza)



3. Zawór otwarty - w fazie nadciśnienia w komorze sterylizatora (sterylizacja)



4. Zawór otwarty - w fazie suszenia


















5. Zawór w stanie spoczynku - po procesie sterylizacji



ZGODNOŚĆ SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PROCEDURAMI STERYLIZACJI PAROWEJ ¹⁾

wg DIN 58953-9 (wydanej w maju 1987)

| Kontener sterylizacyjny | Pakowanie | | Procedury sterylizacji parowej zgodnie z normą DIN 58946-1 | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | Opis | schemat rysunkowy sposobu pakowania | Procedura grawitacyjna | Procedura z próżnią wstępną | Procedura z frakcjonowaną próżnią | Procedura z frakcjonowanym przepływem | Procedura iniekcji parowej |
| z filtrami (StB-F) | Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1) |  | + | + | + | + | + |
| | |  | ○ | ○ | + | + | + |
| | Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1) |  | - | - | + | + | + |
| | |  | - | - | + | + | ○ |
| | Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej, z nieperforowaną pokrywą (zgodnie z DIN 58952-1) |  | ○ | + | + | + | + |
| | |  | - | ○ | + | + | + |
| | Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1) |  | + ³⁾ | + | + | + | + |
| | Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1) |  | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |
| | Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1) |  | ○ | + | + | + | + |
| | z zaworami (StB-V) | Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1) |  | - | ○ | + | + |
|  | | | - | - | + | + | ○ |
| Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, bez zaworów w wannie kontenerowej | |  | - | - | + | + | - |
| | |  | - | - | + | + | - |
| Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej | |  | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |
| Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, nie perforowanych | |  | - | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ | + ²⁾ |

Objaśnienie symboli: **+** DOTYCZY **-** NIE DOTYCZY **○** OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

- 1) Aby uniknąć błędów dotyczących serwisowania, użytku lub/ oraz podczas załadunku sterylizatora, należy odnieść się do tabeli 1 by uzyskać informację o prawidłowym bądź nieprawidłowym doborze kontenerów sterylizacyjnych z właściwymi procedurami sterylizacji parowej.
- 2) Wyłącznie kontenery sterylizacyjne gwarantujące wyparowanie lub odprowadzenie kondensatu.
- 3) W przypadku procedury grawitacyjnej przebiegającej bez udziału urządzenia suszącego nie ma gwarancji wystarczającego efektu osuszania.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 66 43 810, fax: +48 61 66 43 819

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu