

Model PPSU

(z pokrywami polimerowymi)

system kontenerowy




Opcje		Rozmiary				
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (z barierą)	
	580 X 280 X h mm	KP6-010 KP6-011 KP6-012 KP6-013 KP6-014 KP6-015 KT6-010 Transparent	KP6-040 KP6-041 KP6-042 KP6-043 KP6-044 KP6-045 KT6-040 Transparent	KP7-010 KP7-011 KP7-012 KP7-013 KP7-014 KP7-015 KT7-010 Transparent	KP7-040 KP7-041 KP7-042 KP7-043 KP7-044 KP7-045 KT7-040 Transparent	
	h = 100 mm	h = 100 mm	h = 105 mm	h = 135 mm		
		580 X 280 X h mm	KP6-016 KP6-017 KP6-018 KP6-019 KP6-020 KP6-021 KT6-016 Transparent	KP6-046 KP6-047 KP6-048 KP6-049 KP6-050 KP6-051 KT6-046 Transparent	KP7-016 KP7-017 KP7-018 KP7-019 KP7-020 KP7-021 KT7-016 Transparent	KP7-046 KP7-047 KP7-048 KP7-049 KP7-050 KP7-051 KT7-046 Transparent
		h = 130 mm	h = 130 mm	h = 140 mm	h = 160 mm	
			580 X 280 X h mm	KP6-022 KP6-023 KP6-024 KP6-025 KP6-026 KP6-027 KT6-022 Transparent	KP6-052 KP6-053 KP6-054 KP6-055 KP6-056 KP6-057 KT6-052 Transparent	KP7-022 KP7-023 KP7-024 KP7-025 KP7-026 KP7-027 KT7-022 Transparent
h = 150 mm			h = 150 mm	h = 155 mm	h = 175 mm	
			580 X 280 X h mm	KP6-028 KP6-029 KP6-030 KP6-031 KP6-032 KP6-033 KT6-028 Transparent	KP6-058 KP6-059 KP6-060 KP6-061 KP6-062 KP6-063 KT6-058 Transparent	KP7-028 KP7-029 KP7-030 KP7-031 KP7-032 KP7-033 KT7-028 Transparent
	h = 200 mm		h = 200 mm	h = 205 mm	h = 235 mm	
			580 X 280 X h mm	KP6-034 KP6-035 KP6-036 KP6-037 KP6-038 KP6-039 KT6-034 Transparent	KP6-064 KP6-065 KP6-066 KP6-067 KP6-068 KP6-069 KT6-064 Transparent	KP7-034 KP7-035 KP7-036 KP7-037 KP7-038 KP7-039 KT7-034 Transparent
		h = 256 mm	h = 256 mm	h = 265 mm	h = 295 mm	
		Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.				

1/1 Model z pokrywami polimerowymi PPSU



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-100	595 X 275 X 95 mm	543 X 260 X 75 mm	2.15 kg
K6-101	595 X 275 X 116 mm	543 X 260 X 96 mm	2.30 kg
K6-102	595 X 275 X 135 mm	543 X 260 X 115 mm	2.40 kg
K6-103	595 X 275 X 185 mm	543 X 260 X 165 mm	2.75 kg
K6-104	595 X 275 X 243 mm	543 X 260 X 223 mm	3.25 kg



NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-105	595 X 275 X 95 mm	543 X 260 X 90 mm	1.70 kg
K6-106	595 X 275 X 116 mm	543 X 260 X 111 mm	2.05 kg
K6-107	595 X 275 X 135 mm	543 X 260 X 130 mm	2.15 kg
K6-108	595 X 275 X 185 mm	543 X 260 X 180 mm	2.60 kg
K6-109	595 X 275 X 243 mm	543 X 260 X 238 mm	3.10 kg



Pokrywy z perforacją

Waga: 1.36 kg

- KP6-120**
- KP6-121**
- KP6-122**
- KP6-123**
- KP6-124**
- KP6-125**
- KT6-120**

Pokrywy ochronne

(do pokryw z perforacją)

Waga: 1.11 kg

- KP6-230**
- KP6-231**
- KP6-232**
- KP6-233**
- KP6-234**
- KP6-235**
- KT6-230**

Pokrywy bio-barrier

Waga: 1.90 kg

- KP7-120**
- KP7-121**
- KP7-122**
- KP7-123**
- KP7-124**
- KP7-125**
- KT7-120**

Pokrywy ochronne

(do pokryw bio-barrier)


Waga: 1.26 kg

- KP7-400**
- KP7-401**
- KP7-402**
- KP7-403**
- KP7-404**
- KP7-405**
- KT7-400**




Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej

 <p>KOSZ SIATKOWY</p>	<p>K2-460 540 x 250 x 30 mm</p> <p>K2-461 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-462 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-463 540 x 250 x 100 mm</p>	 <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>	<p>K3-1010 540 x 250 x 30 mm</p> <p>K3-1011 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1012 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1013 540 x 250 x 100 mm</p>
	<p>K2-450 480 x 250 x 30 mm</p> <p>K2-451 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-452 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-453 480 x 250 x 100 mm</p>		<p>K3-1014 POKRYWA KOSZA</p> <p>K3-1020 480 x 250 x 30 mm</p> <p>K3-1021 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1022 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1023 480 x 250 x 100 mm</p>







Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną

 <p>KOSZ SIATKOWY</p>	<p>K2-461 P 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-462 P 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-463 P 540 x 250 x 100 mm</p>	 <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>	<p>K3-1011 P 540 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1012 P 540 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1013 P 540 x 250 x 100 mm</p>
	<p>K2-451 P 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K2-452 P 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K2-453 P 480 x 250 x 100 mm</p>		<p>K3-1014 P POKRYWA KOSZA</p> <p>K3-1021 P 480 x 250 x 50 mm</p> <p>K3-1022 P 480 x 250 x 70 mm</p> <p>K3-1023 P 480 x 250 x 100 mm</p>







Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p>K3-720 540 x 253 x 30 mm K3-721 540 x 253 x 50 mm K3-722 540 x 253 x 70 mm K3-723 540 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p>K3-740 540 x 253 x 30 mm K3-741 540 x 253 x 50 mm K3-742 540 x 253 x 70 mm K3-743 540 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p>K3-760 540 x 253 x 10 mm</p>







K3-767
Nóżka
Wysokość 20 mm

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p>K3-724 485 x 253 x 30 mm K3-725 485 x 253 x 50 mm K3-726 485 x 253 x 70 mm K3-727 485 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p>K3-744 485 x 253 x 30 mm K3-745 485 x 253 x 50 mm K3-746 485 x 253 x 70 mm K3-747 485 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p>K3-761 540 x 253 x 10 mm</p>




K3-768
Nóżka
Wysokość 14 mm





























 <p>K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY</p>	 <p>K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575</p>
<p>Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych</p>	
<p>Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej. Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.</p>	



K2-569
Tabliczka informacyjna ze spinaczem

1/1 Akcesoria

 <p>K2-428 540 x 250 x 130 mm K2-429 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p>	 <p>K2-440 545 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p>	 <p>K2-425 540 x 250 x 130 mm K2-426 540 x 250 x 180 mm PODZIAŁKI</p>
 <p>K3-1090 Stojak do endoskopów Mieści 10 instrumentów endoskopowych Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/1 o głębokości 20cm Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/1 200 mm Mata silikonowa 520 x 230 mm</p>	 <p>K2-420 545 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p>K2-400 545 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p>K2-526 520 x 230 mm K2-528 470 x 230 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-531 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-700 Thoracotomy K2-701 Thoracotomy K2-702 Thoracotomy K2-703 Thoracotomy K2-704 Basic Set K2-705 Basic Set</p>
 <p>K2-740 Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p>K2-742 Filtr teflonowy żywotność > 1200 cykli</p>	 <p>K2-730 Podajnik filtrów</p>
 <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p>	 <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>(-)</p>
































































































Model PPSU

(z pokrywami polimerowymi)

system kontenerowy



3/4 Model z pokrywami polimerowymi PPSU

Opcje		Rozmiary								
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (z barierą)					
	465 X 280 X h mm	KP6-240  KP6-241  KP6-242  KP6-243  KP6-244  KP6-245  KT6-240  Transparent	h= 100 mm	KP6-260  KP6-261  KP6-262  KP6-263  KP6-264  KP6-265  KT6-260  Transparent	h= 100 mm	KP7-240  KP7-241  KP7-242  KP7-243  KP7-244  KP7-245  KT7-240  Transparent	h= 115 mm	KP7-260  KP7-261  KP7-262  KP7-263  KP7-264  KP7-265  KT7-260  Transparent	h= 135 mm	
		465 X 280 X h mm	KP6-246  KP6-247  KP6-248  KP6-249  KP6-250  KP6-251  KT6-246  Transparent	h= 130 mm	KP6-266  KP6-267  KP6-268  KP6-269  KP6-270  KP6-271  KT6-266  Transparent	h= 130 mm	KP7-246  KP7-247  KP7-248  KP7-249  KP7-250  KP7-251  KT7-246  Transparent	h= 140 mm	KP7-266  KP7-267  KP7-268  KP7-269  KP7-270  KP7-271  KT7-266  Transparent	h= 160 mm
			465 X 280 X h mm	KP6-252  KP6-253  KP6-254  KP6-255  KP6-256  KP6-257  KT6-252  Transparent	h= 150 mm	KP6-272  KP6-273  KP6-274  KP6-275  KP6-276  KP6-277  KT6-272  Transparent	h= 150 mm	KP7-252  KP7-253  KP7-254  KP7-255  KP7-256  KP7-257  KT7-252  Transparent	h= 155 mm	KP7-272  KP7-273  KP7-274  KP7-275  KP7-276  KP7-277  KT7-272  Transparent
Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.										
										


Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.

3/4 Model z pokrywami polimerowymi PPSU



Wanna kontenerowa
(z perforacją)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-300	475 X 275 X 95 mm	422 X 260 X 90 mm	1.65 kg
K6-301	475 X 275 X 116 mm	422 X 260 X 96 mm	1.80 kg
K6-302	475 X 275 X 137 mm	422 X 260 X 117 mm	1.95 kg



Wanna kontenerowa
(bez perforacji)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-305	475 X 275 X 95 mm	422 X 260 X 90 mm	1.50 kg
K6-306	475 X 275 X 116 mm	422 X 260 X 111 mm	1.65 kg
K6-307	475 X 275 X 137 mm	422 X 260 X 132 mm	1.75 kg



Pokrywy z perforacją

Waga: 0.88 kg

- KP6-340**
- KP6-341**
- KP6-342**
- KP6-343**
- KP6-344**
- KP6-345**
- KT6-340**

Pokrywy ochronne

(do pokryw z perforacją)

Waga: 0.83 kg

- KP6-410**
- KP6-411**
- KP6-412**
- KP6-413**
- KP6-414**
- KP6-415**
- KT6-410**

Pokrywy bio-barrier

Waga: 1.19 kg

- KP7-340**
- KP7-341**
- KP7-342**
- KP7-343**
- KP7-344**
- KP7-345**
- KT7-340**

Pokrywy ochronne

(do pokryw bio-barrier)


Waga: 0.87 kg

- KP7-406**
- KP7-407**
- KP7-408**
- KP7-409**
- KP7-410**
- KP7-411**
- KT7-406**




Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej

 <p>K2-1500 405 x 250 x 30 mm K2-1501 405 x 250 x 50 mm K2-1502 405 x 250 x 70 mm K2-1503 405 x 250 x 100 mm</p> <p>KOSZ SIATKOWY</p>	 <p>K3-1030 405 x 250 x 30 mm K3-1031 405 x 250 x 50 mm K3-1032 405 x 250 x 70 mm K3-1033 405 x 250 x 100 mm K3-1034 POKRYWA KOSZA</p> <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>
---	--








Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną



 <p>K2-1501 P 405 x 250 x 50 mm K2-1502 P 405 x 250 x 70 mm K2-1503 P 405 x 250 x 100 mm</p> <p>KOSZ SIATKOWY</p>	 <p>K3-1031 P 405 x 250 x 50 mm K3-1032 P 405 x 250 x 70 mm K3-1033 P 405 x 250 x 100 mm K3-1034 P POKRYWA KOSZA</p> <p>KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ</p>
---	--



Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p>K3-728 405 x 253 x 30 mm K3-729 405 x 253 x 50 mm K3-730 405 x 253 x 70 mm K3-731 405 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p>K3-748 405 x 253 x 30 mm K3-749 405 x 253 x 50 mm K3-750 405 x 253 x 70 mm K3-751 405 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p>K3-762 405 x 253 x 10 mm</p>




 <p>K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY</p>	 <p>K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575</p>
---	---

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych


























Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.
Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.



K2-569
Tabliczka informacyjna ze spinaczem

3/4 Akcesoria

 <p>K2-1540 405 x 250 x 80 mm K2-1541 405 x 250 x 110 mm K2-1542 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p>	 <p>K2-1522 405 x 255 x 30 mm DNO SITOWE</p>	 <p>K2-1530 405 x 250 x 80 mm K2-1531 405 x 250 x 110 mm K2-1532 405 x 250 x 130 mm PODZIAŁKI</p>
<p>(-)</p>	 <p>K2-1521 405 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p>K2-1520 405 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p>K2-524 380 x 230 mm K2-525 440 x 230 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-531 480 x 250 x 2.0 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-700 K2-701 K2-702 K2-703 K2-704 K2-705</p>
 <p>K2-740 Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p>K2-742 Filtr teflonowy żywotność > 1200 cykli</p>	 <p>K2-730 Podajnik filtrów</p>
 <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p>	 <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>(-)</p>


























































































































































Model PPSU

(z pokrywami polimerowymi)


system kontenerowy



rozmiar 1/2


Opcje		Rozmiary									
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z barierą) Wanna kontenerowa (z barierą)						
 <p>285 X 280 X h mm</p>	KP6-500  KP6-501  KP6-502  KP6-503  KP6-504  KP6-505  KT6-500  Transparent	h = 100 mm	KP6-530  KP6-531  KP6-532  KP6-533  KP6-534  KP6-535  KT6-530  Transparent	h = 100 mm	KP7-500  KP7-501  KP7-502  KP7-503  KP7-504  KP7-505  KT7-500  Transparent	h = 105 mm	KP7-530  KP7-531  KP7-532  KP7-533  KP7-534  KP7-535  KT7-530  Transparent	h = 135 mm			
	 <p>285 X 280 X h mm</p>	KP6-506  KP6-507  KP6-508  KP6-509  KP6-510  KP6-511  KT6-506  Transparent	h = 130 mm	KP6-536  KP6-537  KP6-538  KP6-539  KP6-540  KP6-541  KT6-536  Transparent	h = 130 mm	KP7-506  KP7-507  KP7-508  KP7-509  KP7-510  KP7-511  KT7-506  Transparent	h = 140 mm	KP7-536  KP7-537  KP7-538  KP7-539  KP7-540  KP7-541  KT7-536  Transparent	h = 160 mm		
		 <p>285 X 280 X h mm</p>	KP6-512  KP6-513  KP6-514  KP6-515  KP6-516  KP6-517  KT6-512  Transparent	h = 150 mm	KP6-542  KP6-543  KP6-544  KP6-545  KP6-546  KP6-547  KT6-542  Transparent	h = 150 mm	KP7-512  KP7-513  KP7-514  KP7-515  KP7-516  KP7-517  KT7-512  Transparent	h = 155 mm	KP7-542  KP7-543  KP7-544  KP7-545  KP7-546  KP7-547  KT7-542  Transparent	h = 175 mm	
			 <p>285 X 280 X h mm</p>	KP6-518  KP6-519  KP6-520  KP6-521  KP6-522  KP6-523  KT6-518  Transparent	h = 200 mm	KP6-548  KP6-549  KP6-550  KP6-551  KP6-552  KP6-553  KT6-548  Transparent	h = 200 mm	KP7-518  KP7-519  KP7-520  KP7-521  KP7-522  KP7-523  KT7-518  Transparent	h = 205 mm	KP7-548  KP7-549  KP7-550  KP7-551  KP7-552  KP7-553  KT7-548  Transparent	h = 235 mm
				 <p>285 X 280 X h mm</p>	KP6-524  KP6-525  KP6-526  KP6-527  KP6-528  KP6-529  KT6-524  Transparent	h = 256 mm	KP6-554  KP6-555  KP6-556  KP6-557  KP6-558  KP6-559  KT6-554  Transparent	h = 256 mm	KP7-524  KP7-525  KP7-526  KP7-527  KP7-528  KP7-529  KT7-524  Transparent	h = 265 mm	KP7-554  KP7-555  KP7-556  KP7-557  KP7-558  KP7-559  KT7-554  Transparent
Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.											
											

1/2 Model z pokrywami polimerowymi PPSU



Wanna kontenerowa
(z perforacją)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-600	306 X 272 X 95 mm	253 X 258 X 75 mm	1.25 kg
K6-601	306 X 272 X 114 mm	253 X 258 X 94 mm	1.40 kg
K6-602	306 X 272 X 135 mm	253 X 258 X 115 mm	1.55 kg
K6-603	306 X 272 X 184 mm	253 X 258 X 164 mm	1.80 kg
K6-604	306 X 272 X 241 mm	253 X 258 X 221 mm	2.10 kg



Wanna kontenerowa
(bez perforacji)

NR KAT.	ZEWN.	WEWN.	WAGA
K6-605	306 X 272 X 95 mm	253 X 258 X 90 mm	1.15 kg
K6-606	306 X 272 X 114 mm	253 X 258 X 109 mm	1.25 kg
K6-607	306 X 272 X 135 mm	253 X 258 X 130 mm	1.35 kg
K6-608	306 X 272 X 184 mm	253 X 258 X 179 mm	1.55 kg
K6-609	306 X 272 X 241 mm	253 X 258 X 236 mm	2.00 kg



Pokrywy z perforacją

Waga: 0.77 kg

- KP6-630**
- KP6-631**
- KP6-632**
- KP6-633**
- KP6-634**
- KP6-635**
- KT6-630**

Pokrywy ochronne

(do pokryw z perforacją)

Waga: 0.60 kg

- KP6-700**
- KP6-701**
- KP6-702**
- KP6-703**
- KP6-704**
- KP6-705**
- KT6-700**

Pokrywy bio-barrier

Waga: 0.67 kg

- KP7-630**
- KP7-631**
- KP7-632**
- KP7-633**
- KP7-634**
- KP7-635**
- KT7-630**

Pokrywy ochronne

(do pokryw bio-barrier)

Waga: 0.73 kg

- KP7-412**
- KP7-413**
- KP7-414**
- KP7-415**
- KP7-416**
- KP7-417**
- KT7-412**



- SZARY
- ŻÓŁTY
- ZIELONY
- NIEBIESKI
- CZERWONY
- CZARNY
- TRANSPARENT

Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej





K2-490	255 x 250 x 30 mm
K2-491	255 x 250 x 50 mm
K2-492	255 x 250 x 70 mm
K2-493	255 x 250 x 100 mm

KOSZ SIATKOWY



K3-1040	255 x 250 x 30 mm
K3-1041	255 x 250 x 50 mm
K3-1042	255 x 250 x 70 mm
K3-1043	255 x 250 x 100 mm
K3-1045	POKRYWA KOSZA

KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



Kosze siatkowe z perforowaną ścianką boczną




K2-491 P	255 x 250 x 50 mm
K2-492 P	255 x 250 x 70 mm
K2-493 P	255 x 250 x 100 mm

KOSZ SIATKOWY








K3-1041 P	255 x 250 x 50 mm
K3-1042 P	255 x 250 x 70 mm
K3-1043 P	255 x 250 x 100 mm
K3-1045 P	POKRYWA KOSZA



KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



Kosze perforowane ze stali nierdzewnej

 <p>KOSZ</p>	 <p>Kosz z pokrywą</p>	<p>K3-732 244 x 253 x 30 mm K3-733 244 x 253 x 50 mm K3-734 244 x 253 x 70 mm K3-735 244 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Kosz</p>	<p>K3-752 244 x 253 x 30 mm K3-753 244 x 253 x 50 mm K3-754 244 x 253 x 70 mm K3-755 244 x 253 x 100 mm</p>
	 <p>Pokrywa</p>	<p>K3-763 244 x 253 x 10 mm</p>




 <p>K2-560 CZERWONY K2-561 NIEBIESKI K2-562 ZIELONY K2-563 ŻÓŁTY K2-564 SZARY K2-565 CZARNY</p>	 <p>K2-570 K2-571 K2-572 K2-573 K2-574 K2-575</p>
---	---

Kolorowe tabliczki identyfikacyjne grawerowane według wytycznych


























Kolor szary zalecany do sterylizacji plazmowej.
Pozostałe kolory mogą blaknąć w wyniku działania nadtlenu wodoru.




K2-569
Tabliczka informacyjna ze spinaczem

1/2 Akcesoria

 <p>K2-483 255 x 245 x 130 mm K2-484 255 x 245 x 180 mm PODZIAŁKI</p>	 <p>K2-482 255 x 255 x 30 mm DNO SIOWE</p>	<p>(-)</p>
 <p>K3-1094 Stojak do endoskopów Mieści 10 narzędzi Kerrison Pasuje do kontenerów w rozmiarze 1/2 i 1/1 o głębokości 20cm Kosz siatkowy 1/2 50 mm Kosz siatkowy 1/1 50 mm Kontener 1/2 200 mm Kontener 1/1 200 mm</p>	 <p>K3-481 255 x 255 x 30 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>	 <p>K2-480 255 x 255 mm RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)</p>
 <p>K3-1119 245 x 130 x 55 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1120 245 x 130 x 70 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>	 <p>K3-1121 245 x 130 x 105 mm Aluminiowy kosz z pokrywą</p>
 <p>K2-521 255 x 255 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-531 480 x 250 x 2,0 mm Mata silikonowa</p>	 <p>K2-700 Thoracolony K2-701 Basic Set K2-702 Thoracolony K2-703 Basic Set K2-704 Basic Set K2-705 Basic Set</p>
 <p>K2-740 Filtr papierowy jednorazowy 100szt. z indykatorem</p>	 <p>K2-742 Filtr teflonowy żywotność > 1200 cykli</p>	 <p>K2-730 Podajnik filtrów</p>
 <p>K2-710 CZERWONY K2-711 ŻÓŁTY K2-712 ZIELONY K2-713 NIEBIESKI K2-714 SZARY K2-715 CZARNY</p>	 <p>K2-673 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów małych i specjalnego przeznaczenia</p>	 <p>K2-672 Etykiety papierowe 100szt. z indykatorem Do kontenerów o standardowych rozmiarach</p>
 <p>K2-663 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-664 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>	 <p>K2-661 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (NIEBIESKA)</p>
 <p>K2-662 Plomba zamknięcia z indykatorem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-660 Plomba zamknięcia, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>	 <p>K2-665 Plomba zamknięcia z numerem, plastikowa 100szt. (CZERWONA)</p>
 <p>K2-717 40 x 35 x 9 mm Znacznik Ilość znaków określona przy składaniu zamówienia</p>	 <p>K2-716 50 x 35 x 13 mm Uchwyt do tabliczek identyfikacyjnych</p>	<p>(-)</p>




PPSU POKRYWA POLIMEROWA




- Prezentowane w katalogu pokrywy kontenerowe wykonane z polimeru występują w sześciu kolorach oraz w wersji przezroczystej (TRANSPARENT). Pokrywy te są odporne na zarysowania, uderzenia oraz blaknięcie kolorów.

- Wgląd do wnętrza kontenera bez konieczności jego otwierania jest możliwy tylko przy użyciu pokrywy przezroczystej.





Systemowe podziałki zapewniające skuteczny podział koszy kontenerowych



Maty silikonowe służące pozycjonowaniu narzędzi



Silikonowe osłony rączek kontenera w różnych kolorach



Możliwość zastosowania dodatkowej warstwy ochronnej



Uchwyty spiralne służące pozycjonowaniu narzędzi



Dodatkowa siatka wspomagająca cyrkulację pary


















Klamry pozycjonujące do narzędzi cylindrycznych



Wózki transportowe (o konstrukcji zamkniętej lub otwartej)

ZGODNOŚĆ SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PROCEDURAMI STERYLIZACJI PAROWEJ ¹⁾

wg DIN 58953-9 (wydanej w maju 1987)

Kontener sterylizacyjny	Pakowanie		Procedury sterylizacji parowej zgodnie z normą DIN 58946-1				
	Opis	schemat rysunkowy sposobu pakowania	Procedura grawitacyjna	Procedura z próżnią wstępną	Procedura z frakcjonowaną próżnią	Procedura z frakcjonowanym przepływem	Procedura iniekcji parowej
z filtrami (StB-F)	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1)		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	○
	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej, z nieperforowaną pokrywą (zgodnie z DIN 58952-1)		○	+	+	+	+
			-	○	+	+	+
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		+ ³⁾	+	+	+	+
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, z nieperforowaną wanną kontenerową (zgodnie z DIN 58952-1)		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Narzędzia w koszach siatkowych (zgodnie z DIN 58952-III), w kontenerach sterylizacyjnych z filtrem w wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		○	+	+	+	+
	z zaworami (StB-V)	Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej (zgodnie z DIN 58952-1)		-	○	+	+
			-	-	+	+	○
Tekstylna w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, bez zaworów w wannie kontenerowej			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie i wannie kontenerowej			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Narzędzia w koszach siatkowych, w kontenerach sterylizacyjnych z zaworami w pokrywie, nie perforowanych			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Objaśnienie symboli: **+** DOTYCZY **-** NIE DOTYCZY **○** OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

- 1) Aby uniknąć błędów dotyczących serwisowania, użytku lub/ oraz podczas załadunku sterylizatora, należy odnieść się do tabeli 1 by uzyskać informację o prawidłowym bądź nieprawidłowym doborze kontenerów sterylizacyjnych z właściwymi procedurami sterylizacji parowej.
- 2) Wyłącznie kontenery sterylizacyjne gwarantujące wyparowanie lub odprowadzenie kondensatu.
- 3) W przypadku procedury grawitacyjnej przebiegającej bez udziału urządzenia suszącego nie ma gwarancji wystarczającego efektu osuszania.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 66 43 810, fax: +48 61 66 43 819

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu