

Modele

Dental, Mini i specjalnego przeznaczenia
system kontenerowy



Model DENTAL

Opcje	Rozmiary				
	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)	Wanna kontenerowa (bez perforacji)
<p>320 X 190 X 50 mm</p>	<p>K6-1800 </p> <p>K6-1801 </p> <p>K6-1802 </p> <p>K6-1803 </p> <p>K6-1804 </p> <p>K6-1805 </p>	<p>K6-1820 </p> <p>K6-1821 </p> <p>K6-1822 </p> <p>K6-1823 </p> <p>K6-1824 </p> <p>K6-1825 </p>	<p>K6-1840 </p> <p>K6-1841 </p> <p>K6-1842 </p> <p>K6-1843 </p> <p>K6-1844 </p> <p>K6-1845 </p>	<p>K6-1860 </p>	<p>K6-1865 </p>
<p>320 X 190 X 65 mm</p>	<p>K6-1806 </p> <p>K6-1807 </p> <p>K6-1808 </p> <p>K6-1809 </p> <p>K6-1810 </p> <p>K6-1811 </p>	<p>K6-1826 </p> <p>K6-1827 </p> <p>K6-1828 </p> <p>K6-1829 </p> <p>K6-1830 </p> <p>K6-1831 </p>	<p>K6-1846 </p> <p>K6-1847 </p> <p>K6-1848 </p> <p>K6-1849 </p> <p>K6-1850 </p> <p>K6-1851 </p>	<p>K6-1861 </p>	<p>K6-1866 </p>
<p>320 X 190 X 130 mm</p>	<p>K6-1812 </p> <p>K6-1813 </p> <p>K6-1814 </p> <p>K6-1815 </p> <p>K6-1816 </p> <p>K6-1817 </p>	<p>K6-1832 </p> <p>K6-1833 </p> <p>K6-1834 </p> <p>K6-1835 </p> <p>K6-1836 </p> <p>K6-1837 </p>	<p>K6-1852 </p> <p>K6-1853 </p> <p>K6-1854 </p> <p>K6-1855 </p> <p>K6-1856 </p> <p>K6-1857 </p>	<p>K6-1862 </p>	<p>K6-1867 </p>

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.



K3-1070 274 x 172 x 43 mm
KOSZ SIATKOWY



K3-611 274 x 172 x 43 mm
KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ



K3-609 273 x 180 x 13 mm
RAMKA DO SKŁADOWANIA dla modelu dental



K2-529 260 x 180 mm
MATA SILIKONOWA



K3-610 277 x 175 mm
RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)

Model DENTAL

Kontenerowa wanna DENTAL z perforacją

	zewn. 320 x 186 x 38 mm
	wewn. 276 x 185 x 23 mm
	waga 0,45 kg

K6-1860

Kontenerowa wanna DENTAL bez perforacji

	zewn. 320 x 186 x 38 mm
	wewn. 276 x 185 x 36 mm
	waga 0,35 kg


K6-1865

	zewn. 320 x 186 x 55 mm
	wewn. 276 x 185 x 40 mm
	waga 0,50 kg

K6-1861

	zewn. 320 x 186 x 55 mm
	wewn. 276 x 185 x 43 mm
	waga 0,40 kg

K6-1866

	zewn. 320 x 186 x 123 mm
	wewn. 276 x 185 x 108 mm
	waga 0,70 kg

K6-1862

	zewn. 320 x 186 x 123 mm
	wewn. 276 x 185 x 121 mm
	waga 0,65 kg

K6-1867

Pokrywy z perforacją

	K6-1880 
	K6-1881 
	K6-1882 
	K6-1883 
	K6-1884 
	K6-1885 

Waga: 0.50 kg



K3-612
Filtr papierowy jednorazowy 100szt.
z indykatorem i znakiem AYGUN



K3-615
Filtr papierowy jednorazowy 100szt.
z indykatorem; bez oznakowania



K2-743
Filtr teflonowy
żywytość > 1200 cykli

Pokrywy bio-barrier

	K7-1880 
	K7-1881 
	K7-1882 
	K7-1883 
	K7-1884 
	K7-1885 

Waga: 0.90 kg

Pokrywy pełne

	K6-1870 
	K6-1871 
	K6-1872 
	K6-1873 
	K6-1874 
	K6-1875 

Waga: 0.60 kg



Model MINI

Rozmiary	Opcje				
	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (bez perforacji) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	 Wanna kontenerowa (z perforacją)	 Wanna kontenerowa (bez perforacji)
315 X 135 X 40 mm 	K6-1900 K6-1901 K6-1902 K6-1903 K6-1904 K6-1905	K6-1920 K6-1921 K6-1922 K6-1923 K6-1924 K6-1925	K6-1940 K6-1941 K6-1942 K6-1943 K6-1944 K6-1945	K6-1960	K6-1965
315 X 135 X 70 mm 	K6-1906 K6-1907 K6-1908 K6-1909 K6-1910 K6-1911	K6-1926 K6-1927 K6-1928 K6-1929 K6-1930 K6-1931	K6-1946 K6-1947 K6-1948 K6-1949 K6-1950 K6-1951	K6-1961	K6-1966
315 X 135 X 100 mm 	K6-1912 K6-1913 K6-1914 K6-1915 K6-1916 K6-1917	K6-1932 K6-1933 K6-1934 K6-1935 K6-1936 K6-1937	K6-1952 K6-1953 K6-1954 K6-1955 K6-1956 K6-1957	K6-1962	K6-1967

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.



K3-1073 267 x 125 x 50 mm
KOSZ SIATKOWY



K2-993 267 x 125 x 50 mm
KOSZ SIATKOWY Z POKRYWĄ




K2-990 270 x 125 mm
RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)



K2-991
Przełny stojak na małe kontenery
Drućane wsporniki dostosowywane wg potrzeb
Kluczyk do regulacji w zestawie
Szer.: 325 mm, Wys.: 328 mm, Dł.: 145 mm



K2-992 270 x 125 mm
DNO SITOWE



K2-520 275 x 125 mm
MATA SILIKONOWA

Model MINI

Kontenerowa wanna MINI z perforacją

	zewn. 315 x 132 x 32 mm
	wewn. 273 x 128 x 24 mm
	waga 0,30 kg

K6-1960

Kontenerowa wanna MINI bez perforacji

	zewn. 296 x 132 x 32 mm
	wewn. 273 x 128 x 30 mm
	waga 0,20 kg

K6-1965

	zewn. 315 x 132 x 58 mm
	wewn. 273 x 128 x 50 mm
	waga 0,40 kg

K6-1961

	zewn. 296 x 132 x 58 mm
	wewn. 273 x 128 x 56 mm
	waga 0,35 kg

K6-1966

	zewn. 315 x 132 x 92 mm
	wewn. 273 x 128 x 84 mm
	waga 0,50 kg

K6-1962

	zewn. 296 x 132 x 92 mm
	wewn. 273 x 128 x 90 mm
	waga 0,45 kg

K6-1967



K2-760

Filtr papierowy jednorazowy 100szt.
z indykatorem i znakiem AYGUN



K2-761

Filtr papierowy jednorazowy 100szt.
z indykatorem; bez oznakowania



K2-744








Filtr teflonowy
żywość > 1200 cykli

Pokrywy z perforacją

	K6-1970 
	K6-1971 
	K6-1972 
	K6-1973 
	K6-1974 
	K6-1975 

Waga: 0.35 kg

Pokrywy pełne

	K6-1980 
	K6-1981 
	K6-1982 
	K6-1983 
	K6-1984 
	K6-1985 

Waga: 0.30 kg



Modele IMPLANT oraz kontener do szczotek

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



Kontener model IMPLANT

Opcje		Rozmiary			BEZ FILTRA
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (bez perforacji) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	
	K5-010	K5-022	K5-034		
	K5-011	K5-023	K5-035		
	K5-012	K5-024	K5-036		
	K5-013	K5-025	K5-037		
	K5-014	K5-026	K5-038		
	K5-015	K5-027	K5-039		
	K5-016	K5-028	K5-040		
	K5-017	K5-029	K5-041		
	K5-018	K5-030	K5-042		
	K5-019	K5-031	K5-043		
	K5-020	K5-032	K5-044		
	K5-021	K5-033	K5-045		

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.

Kontener model MINI IMPLANT

Opcje		Rozmiary			BEZ FILTRA
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (bez perforacji) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	
	K5-200	K5-212	K5-224		
	K5-201	K5-213	K5-225		
	K5-202	K5-214	K5-226		
	K5-203	K5-215	K5-227		
	K5-204	K5-216	K5-228		
	K5-205	K5-217	K5-229		
		K5-206	K5-218		K5-230
K5-207		K5-219	K5-231		
K5-208		K5-220	K5-232		
K5-209		K5-221	K5-233		
K5-210		K5-222	K5-234		
K5-211		K5-223	K5-235		

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.

Kontener do szczotek


































- K2-044** CZARNY
- K2-045** CZERWONY
- K2-046** NIEBIESKI
- K2-047** ZIELONY
- K2-048** ŻÓŁTY
- K2-049** SZARY

Kontener do szczotek 280 x 285 x 85 mm z mocowaniem naściennym, pojemność max. 20 szczotek

Aby wyjąć szczotkę należy przesunąć w lewo lub w prawo uchwyt znajdujący się po spodniej stronie kontenera.
































Model SCOPY

BEZ FILTRA

		Opcje	
		Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)
Rozmiary		 Wanna kontenerowa (bez perforacji)	 Wanna kontenerowa (z perforacją)
250 X 60 X 50 mm 	K5-060  K5-061  K5-062  K5-063  K5-064  K5-065 	K5-072  K5-073  K5-074  K5-075  K5-076  K5-077 	  
450 X 70 X 70 mm 	K5-066  K5-067  K5-068  K5-069  K5-070  K5-071 	K5-078  K5-079  K5-080  K5-081  K5-082  K5-083 	

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.

Kontener model SCOPY

		Opcje	
		Pokrywa (z perforacją)	Pokrywa (z perforacją)
Rozmiary		 Wanna kontenerowa (bez perforacji)	 Wanna kontenerowa (z perforacją)
250 X 60 X 50 mm 	K5-100  K5-101  K5-102  K5-103  K5-104  K5-105 	K5-115  K5-116  K5-117  K5-118  K5-119  K5-120 	 
450 X 70 X 70 mm 	K5-106  K5-107  K5-108  K5-109  K5-110  K5-111 	K5-121  K5-122  K5-123  K5-124  K5-125  K5-126 	

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.

Kontener model SCOPY
(z silikonowymi uchwytami, zamknięciem i uchwytem na tabliczki i etykiety)

Model FLAT

Opcje		Rozmiary				
		Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Pokrywa (z perforacją) Wanna kontenerowa (z perforacją)	Pokrywa (bez perforacji) Wanna kontenerowa (bez perforacji)	Wanna kontenerowa (z perforacją)	Wanna kontenerowa (bez perforacji)
<p>285 X 280 X 55 mm</p>	K6-710	K6-730	K6-750			
	K6-711	K6-731	K6-751			
	K6-712	K6-732	K6-752			
	K6-713	K6-733	K6-753			
	K6-714	K6-734	K6-754			
	K6-715	K6-735	K6-755	K6-770	K6-775	
<p>285 X 280 X 85 mm</p>	K6-716	K6-736	K6-756			
	K6-717	K6-737	K6-757			
	K6-718	K6-738	K6-758			
	K6-719	K6-739	K6-759			
	K6-720	K6-740	K6-760			
	K6-721	K6-741	K6-761	K6-771	K6-776	

Wymiary kontenera uwzględniające zewnętrzne wymiary pokrywy.



K2-490 255 x 250 x 30 mm
K2-491 255 x 250 x 50 mm
KOSZ SIATKOWY




K2-482 255 x 255 x 30 mm
DNO SITOWE



K2-480 255 x 255 mm
RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)



K2-481 255 x 255 x 30 mm
RAMKA NAPINAJĄCA (PŁÓTNA)



K2-521 255 x 255 mm
MATA SILIKONOWA




K2-740
Filtr papierowy jednorazowy 100szt.



K2-742
Filtr teflonowy
żywność > 1200 cykli

Model FLAT

Kontenerowa wanna FLAT z perforacją

	zewn. 209 x 275 x 40 mm
	wewn. 264 x 270 x 19 mm
	waga 0,70 kg

K6-1770

Kontenerowa wanna FLAT bez perforacji

	zewn. 290x 275 x 40 mm
	wewn. 264 x 270 x 35 mm
	waga 0,60 kg

K6-1775








	zewn. 290 x 275 x 72 mm
	wewn. 264 x 270 x 52 mm
	waga 0,90 kg

K6-1771

	zewn. 290 x 275 x 72 mm
	wewn. 264 x 270 x 66 mm
	waga 0,70 kg








K6-1776

Pokrywy z perforacją

	K6-1780 
	K6-1781 
	K6-1782 
	K6-1783 
	K6-1784 
	K6-1785 

Waga: 0.65 kg

Pokrywy bio-barrier

	K7-1780 
	K7-1781 
	K7-1782 
	K7-1783 
	K7-1784 
	K7-1785 

Waga: 0.85 kg

Pokrywy ochronne








(do pokryw z perforacją)

	K6-1418 
	K6-1419 
	K6-1420 
	K6-1421 
	K6-1422 
	K6-1423 

Waga: 0.55 kg

Pokrywy ochronne

(do pokryw bio-barrier)

	K7-1418 
	K7-1419 
	K7-1420 
	K7-1421 
	K7-1422 
	K7-1423 

Waga: 0.60 kg

Pokrywy pełne

	K6-1790 
	K6-1791 
	K6-1792 
	K6-1793 
	K6-1794 
	K6-1795 

Waga: 0.50 kg



Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 66 43 810, fax: +48 61 66 43 819

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu