

Wanny dezynfekcyjne 1StU

bezbarwne

■ opis produktu

Wanny dezynfekcyjne służą do transportu tac sterylizacyjnych oraz narzędzi w stanie mokrym. Wykonane są z tworzywa PET-G, posiadają szczelną pokrywę, która wyposażona jest w wyprofilowaną rączkę.

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.) 300 x 200 x 600 mm

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.) 280 x 180 x 580 mm

Wymiary wanny dostosowane zostały do wymiarów tac typu DIN (dużych), wanna pomieści 2-3 tace DIN.

Produkt odporny na mycie i dezynfekcję termiczną do 80°C.
Nie nadaje się do sterylizacji.



■ wymiary	■ producent	■ numer katalogowy
szerokość 300mm wysokość 200mm długość 600 mm	HUPFER® Metallwerke GmbH & Co, Niemcy	M7500802

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu