

## Ostonki

papierowe i przezroczyste na narzędzia

### opis produktu

Papierowe i przezroczyste ostonki przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych i zakażeniem.

Łatwe w użyciu, tanie, ekologiczne, jednorazowego użytku ostonki na ostrza (średnice narzędzi 15-30 mm). Konstrukcja i budowa osłon pozwala na dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie. Ich szeroka, gładka konstrukcja sprawia, że są bardzo łatwe do wsuwania i wysuwania instrumentów medycznych.


Dostępne w dwóch rodzajach materiałów: papierowe oraz z przezroczystego tworzywa sztucznego.

### sposób użycia

Umieścić narzędzie w ostonce przed poddaniem cyklowi sterylizacji.

### obszary zastosowań

Sterylizatory parowe różnego typu.



kod produktu	wymiar otworu [mm]	ilość [szt. w opak.]	materiał
PPT001	15,0	2000	papier
PPT002	15,0	1000	papier
PPT003	30,0	2000	papier
PPT004	30,0	1000	papier
PPT005	5,0	2000	papier
PPT006	5,0	1000	papier
PPT007C	15,0	200	plastik
PPT008C	30,0	200	plastik

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND  
tel.: +48 61 664 38 10, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)