

Sterylnie szczotki

szczotki chirurgiczne do mycia rąk

opis produktu

Jednorazowe szczotki do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka. Szczotki powinny być używane przez cały personel medyczny uczestniczący w zabiegu chirurgicznym. Szczotki posiadają nylonową miękką szczecinę o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenową gąbkę z drugiej, a ich anatomiczny kształt pozwala na większą wydajność i skuteczność mycia. Elastyczna gąbka ułatwia prawidłowe przygotowanie rąk do zabiegu poprzez dokładniejsze rozprowadzanie środka myjącego lub dezynfekującego. Każda szczotka jest osobno pakowana i gotowa do użycia, a w każdym opakowaniu znajduje się dodatkowo specjalny pilniczek do czyszczenia paznokci.

Sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana jest tlenkiem etylenu.

Wymiary produktu bez opakowania: ok. 80mm x 50mm x 32mm.

Wymiary opakowania: 127mm x 127mm x 540mm.

sposób użycia

W przypadku gdy opakowanie szczotek jest uszkodzone wyrób nie jest sterylny i nie powinien być używany.



normy

93/42/EWG Annex II, wyrób medyczny
ISO 13485: 2003: CE

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze do 30°C. Należy stosować odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

31100:
30 szt. w opakowaniu