

Surgistool®



Konstrukcja podstawy z trzema trzpieniami obrotowymi – doskonała kontrola i dostęp do przycisku nożnego

Siedzisko z gąbki o podwójnej gęstości i regulowane oparcie – wygoda i ergonomiczne podparcie pleców

Opcjonalne wyściełane podłokietniki – stabilne położenie w różnych pozycjach

Różne konfiguracje – wybór komfortowego krzesła zgodnie z preferencjami użytkownika

Idealne krzesło dla chirurga

Możliwość doboru konfiguracji krzesła zgodnie z własnymi preferencjami i pełna regulacja oparcia i podłokietników gwarantują użytkownikowi maksymalny komfort i optymalną pozycję podczas pracy. Doskonały dostęp do sterowania i stabilna, ale i mobilna konstrukcja plasują to krzesło w gronie najlepszych rozwiązań dla szpitali i chirurgów.




Siedzisko w kształcie łży



Siedzisko w kształcie klina



Siedzisko w kształcie siodła (opcja)



Siedzisko w kształcie łyzy



Siedzisko w kształcie klina



Siedzisko w kształcie siodła

Medical

3800 E. Centre Ave.
Portage, MI 49002
telefon: 269 329 2100 faks: 269 329 2311
bezpłatna linia informacyjna: 800 787 9537

www.stryker.com

Standardowe cechy i wyposażenie

- regulowane, profilowane podłokietniki,
- poduszka siedziska z pianką podwójnej gęstości (z wyjątkiem opcji w kształcie siodła),
- podstawa z hydrauliczną regulacją nożną, z trzema trzpieniami obrotowymi,
- mechanizm blokady umieszczony z przodu,
- termoformowany pokrowiec z tworzywa sztucznego,
- siedzisko w kształcie łyzy lub klina.

Dane techniczne

• Numer modelu	830	
• Dopuszczalne obciążenie	136 kg	(300 funtów)
• Regulacja wysokości		
Maksymalna wysokość	72 cm	(28,5 cala)
Minimalna wysokość	53 cm	(21 cali)
• Regulacja wysokości z zestawem podwyższającym		
Maksymalna wysokość	77 cm	(30,5 cala)
Minimalna wysokość	58 cm	(23 cale)
• Kształty siedziska	Łża	
	Klin	
	Siodło	

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Opcjonalne cechy i wyposażenie

- zestaw podwyższający 5 cm (2 cale),
- siedzisko w kształcie siodła,
- wielopozycyjny podłokietnik.



Biameditek sp. z o.o.

ul. Składowa 12

15-399 Białystok

tel. 85 66 45 200

www.biameditek.pl