

POMPA *Compat*® Standard



Nazwa produktu: Pompa do żywienia dojelitowego COMPAT® STANDARD

Przeznaczenie produktu: Pompa do żywienia dojelitowego COMPAT® jest łatwym w użyciu i adaptacji urządzeniem do podawania dojelitowych roztworów odżywczych.

Kluczowe cechy tego urządzenia:

- **Łatwość użycia**
- **Zdolność adaptacji**
Możliwość regulacji prędkości przepływu w odstępach co 1 ml/godz., od 1 do 295. Możliwość regulacji dawki w odstępach co 5 ml od 0-9995.
- **Lekka i przenośna**
Bateria wewnętrzna będzie działać przez 8 godzin przy przepływie 100 ml/godz.
- **Łatwość konserwacji**
Ogniotrwała plastikowa obudowa i szczelny panel sterowania zapobiegają przeciekowi płynu i umożliwiają czyszczenie dowolnym łagodnym mydłem.
- **Łatwo zrozumiałe alarmy**
- **Niskie ciśnienie okluzji**
Okluzja 1 bara umożliwia bezpieczne użycie z dowolnym zglębniakiem żywieniowym.
- **Wbudowany zacisk do stojaka**
- **Wyświetlacz łącznej podanej objętości**
- **Wyświetlacz skumulowanej objętości**
- **Regulowana głośność alarmu**
- **Limit dawki do żywienia przerywanego**
Możliwość wybrania spośród 3 trybów alarmu.
- **Zapisanie w pamięci** prędkości wlewu, limitu dawki, podanej objętości oraz skumulowanej objętości nawet po wyłączeniu urządzenia. Ustawienia zostają automatycznie przywrócone po ponownym włączeniu pompy.
- **Łatwe serwisowanie**
Tryb autodiagnostyki pozwala na kompletne sprawdzenie obwodu po naciśnięciu dwóch przycisków.

Nestlé Polska S.A.

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2, Tel. (022) 607 22 88 lub (022) 607 22 99

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000025166. Kapitał zakładowy: 50 mln zł, wpłacony w całości. NIP: 527-020-39-68

Nestlé Health Science adres do korespondencji: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7
Tel. (22) 607 30 30, Fax (22) 607 30 41