

## ENDOSKOPY GIĘTKIE

- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wiązki światłowodowej produkcji japońskiej w torze obrazu oraz produkcji niemieckiej w torze oświetlenia uzyskano jasny i wyraźny obraz, pozwalający na wykonywanie fotografii, zapisu video oraz wykorzystania w edukacji, poprzez współpracę z kamerą video.
- 30x powiększenie pozwala na obserwację wyraźnego obrazu w zakresie głębi ostrości wynoszącej od 3 mm do 50 mm.
- Przenośne źródło światła LED pozwala na zastosowania mobilne
- Endoskop wyposażony jest w demontowany zawór ssący



### Bronchofiberoskop

### FB-53A i FB-60A/550, FB-60A/600

- Mała średnica zewnętrznej pozwala na mniej inwazyjne badanie
- Duży kanał narzędziowy 2.8 mm, oraz regulacja wygięcia końcówki w zakresie 180° góra / 130° dół, oraz pole widzenia wynoszące 120° umożliwiają swobodną obserwację oraz ewentualną biopsję
- Bronchofiberoskop jest w pełni wodoszczelny

Model	Średnica końcówki dystalnej	Średnica tuby inercyjnej	Pole widzenia	Wygięcie końcówki	Głębina ostrości	Kanał narzędziowy	Długość robocza
FB-53A	5.0 mm	5.0 mm	90°	Góra 180° Dół 130°	3 – 50 mm	2.0 mm	550 mm
FB-60A	6.0 mm	6.0 mm	120°			2.8 mm	550 mm / 600 mm

#### Opcja:

- wersja z odkręcanym światłowodem i przenośnym źródłem



światła

#### Producent:

HUGER Endoscopy Instruments Co.,Ltd.

No 1328, Yaobei Road, Jiuting, Songjiang District, 201615 Shanghai

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)