



## ŁYŻKI KONWENCJONALNE TYPU MACINTOSH

Cechy:

- Łatwa wymiana żarówki
- sterylizacja w autoklawie w temp. 134°C, ilość cykli sterylizacji - 4000
- brak niekorzystnych efektów przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz w autoklawie
- brak ostrych krawędzi
- kompatybilne z rękojeściami wykonanymi w standardzie ISO 7376/1
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej – matowe wykończenie



Widok z tyłu

NR. KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
FMC-003-3010-00	0	80mm
FMC-003-3010-01	1	92mm
FMC-003-3010-02	2	100mm
FMC-003-3010-03	3	130mm
FMC-003-3010-04	4	155mm
FMC-003-3010-05	5	175mm