



ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE DO TRUDNEJ INTUBACJI

Łyżki FLEXIRAY są zaprojektowane z wiązki włókien optycznych zamkniętych w światłowód do trudnej intubacji, końcówka jest regulowalna. Dźwignia reguluje kąt nachylenia podczas trudnej intubacji pomaga w podniesieniu nagłośni, dając jasny obraz strun głosowych.

Cechy:

- Zabudowany światłowód o średnicy rdzenia 4.5mm
- Ruchoma końcówka ułatwiająca trudne intubacje
- 6500 włókien optycznych
- 6000 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 2.5V
- 13000 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 3.5V
- Brak ostrych krawędzi
- Sterylizacja w 134°C, ilość cykli sterylizacji - 4000 razy
- Brak niekorzystnych efektów przy sterylizacji tlenkiem etylenu, sterylizacji w autoklawie oraz przy użyciu w środkach typu Sparax i Cidex.
- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - matowe wykończenie
- Brak refleksów świetlnych
- Zielony standard - zgodnie z normą ISO 7376/3.



Widok z tyłu

NR.KATALOGOWY	ROZMIAR
FMG-001-2240-02	2
FMG-001-2240-03	3
FMG-001-2240-04	4



ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE TYPU MACINTOSH Wymienny Światłowód

Angielski profil ostrza z miękkim, delikatnym zakrzywieniem i kołnierzem zaczynającym się na pięcie ostrza.

Cechy:

- Wymienny światłowód
- średnica światłowodu 3.00
- 3000 włókien światłowodowych
- 3500 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 2.5V
- 10000 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 3.5V
- Brak ostrych krawędzi
- Zakrzywione Ostrze
- Sterylizacja w temperaturze 134°C , ilość cykli sterylizacji - 4000 razy
- Brak niekorzystnych efektów przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz w autoklawie
- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - matowe wykończenie
- Brak refleksów świetlnych
- Zielony standard - zgodnie z normą ISO 7376/3.



Widok z tyłu

NR. KATALOGOWY	ROZMIAR
FMG-001-2330-00	0
FMG-001-2330-01	1
FMG-001-2330-02	2
FMG-001-2330-03	3
FMG-001-2330-04	4
FMG-001-2330-05	5



ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE TYPU MILLER

Wymienny Światłowód

Jest to najbardziej popularny rodzaj łyżki prostej do intubacji. Zmniejszony rozmiar kołnierza łyżki zwiększa jej atraumatyczność, łyżka jest przedłużona w celu lepszego uniesienia nagłośni.

Cechy:

- Wymienny światłowód.
- Średnica światłowodu 3,00
- ponad 3000 włókien światłowodowych
 - 3500 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 2.5V
 - 10000 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 3.5V
- Brak ostrych krawędzi
- Sterylizacja w temperaturze 134°C , ilość cykli sterylizacji - 4000 razy
- Brak niekorzystnych efektów przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz w autoklawie
 - Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - matowe wykończenie
 - Brak refleksów świetlnych
- Zielony standard - zgodnie z normą ISO 7376/3.



Widok z tyłu

NR.KATALOGOWY	ROZMIAR
FMG-001-2340-000	00
FMG-001-2340-00	0
FMG-001-2340-01	1
FMG-001-2340-02	2
FMG-001-2340-03	3
FMG-001-2340-04	4
FMG-001-2340-05	5