



## ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE METALOWE



### Cechy:

- Jednorazowego użytku
- Brak ostrych krawędzi, profil identyczny z profilem łyżek wielorazowych
- Nieodkształcająca się
- Brak refleksów świetlnych
- Plastikowy światłowód mocowany w tworzywie sztucznym koloru zielonego
- Niemagnetyczny, lekki stop metalu
- Metalowa podstawa łyżki, wytrzymały zatrzask kulkowy
- Zielony standard - zgodnie z ISO 7376/3
- Mikrobiologicznie czyste
- Pakowane pojedynczo- folia-folia

Rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu.

### **TYPU MACINTOSH**

<b>NR. KATALOGOWY</b>	<b>ROZMIAR</b>
FMD-005-5010-000	00
FMD-005-5010-00	0
FMD-005-5010-01	1
FMD-005-5010-02	2
FMD-005-5010-03	3
FMD-005-5010-04	4
FMD-005-5010-05	5



## ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE METALOWE



### Cechy:

- Jednorazowego użytku
- Brak ostrych krawędzi
- Nieodkształcająca się
- Brak refleksów świetlnych
- Plastikowy światłowód
- Niemagnetyczny lekki stop metalu
- Metalowa podstawa łyżki
- Zielony standard - zgodnie z ISO 7376/3
- Mikrobiologicznie czyste
- Pakowane pojedynczo

### **TYPY MILLER**

<b>NR. KATALOGOWY</b>	<b>ROZMIAR</b>
FMD-005-5020-000	00
FMD-005-5020-00	0
FMD-005-5020-01	1
FMD-005-5020-02	2
FMD-005-5020-03	3
FMD-005-5020-04	4