



## RĘKOJEŚĆ ŚWIATŁOWODOWA - KSENONOWA

### CECHY:

- Metalowa obudowa żarówki
- Żarówka ksenonowa
- Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz.
- Łatwy demontaż żarówki
- Sterylizacja w temperaturze 134°C
- Zielony standard ułatwiający montaż zgodny z ISO 7376:2009
- Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- powierzchnia radełkowana



NR.KAT	ROZMIAR	NAPIĘCIE	ŚREDNICA
FMG-001-2660-S	Mała	2,5V	19mm
FMG-001-2660-M	Średnia	2.5V	28mm
FMG-001-2660-L	Duża	2.5V	34mm
FMG-001-2660-ST	Gruba	2.5V	33mm
FMG-001-2660-MI	Mikro	2.5V	19mm
FMG-001-2660-E	Ekonomiczna	2.5V	32mm