

Special care and OT area



# Fluidys T

Linking Hygiene to your Well-Being



**TLV** Healthcare

**asmedica**  
TECHNOLOGIE MEDYCZNE

# Fluidys T

Panel Fluidys T oferuje liczne techniczne rozwiązania oraz umożliwia zintegrowane zwalczanie szpitalnych infekcji.

Zintegrowana szyna podtrzymująca z akcesoriami

Aluminiowy profil 120 mm

Osprzęt osadzony na wierzchu

Wykończenie profilu

Zintegrowane oświetlenie na żądanie

Aluminiowy profil 160 mm



Wykonane na zamówienie rozwiązania poziome lub pionowe





Jednostka wybudzająca – Szpital w Rodez (F)

- Koncepcja modułowa oferująca liczne ergonomiczne rozwiązania do potrzeb użytkownika
- Kompaktowe wymiary i zintegrowane duże techniczne urządzenia
- Wykończenie ścienne wysokiej jakości

Komfort


- Gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję
- Oddzielne komory dla gazów medycznych, prądu i słabego prądu
- Zgodność z międzynarodowymi normami i standardami

Bezpieczeństwo


- Łatwa konserwacja dzięki oddzielnym komorom zamkniętym klamrowymi przykrywkami
- Wykonane na zamówienie i dające się modernizować rozwiązanie opracowane dla każdego projektu
- Łatwa instalacja dzięki montażowi bez zdejmowania pokryw

Kontrola kosztów


Kilka przykładów rozwiązań Fluidys :




Profile 120+160  
wysoką i niską szyną



Profil 160 z oświetleniem  
głównym i do czytania



Profile 120+120 z wysokimi i niskimi profilami wykończeniowymi



Podwieszane profile 120+120

#### - Urządzenia elektryczne

Zintegrowanie, na żądanie, elektrycznych gniazd każdego typu, systemów wywoływania pielęgniarek, gniazd telefonicznych, gniazd uziemiających i innych urządzeń elektrycznych zasilanych prądem i słabym prądem  
Łatwe połączenia dzięki umieszczeniu urządzeń w zasięgu

#### - Wyposażenie gazów medycznych

Integracja gniazd każdego typu DIN, BS, NF  
Zgodność z międzynarodowymi normami i standardami  
Doprowadzenie pionowej linii zasilającej zgodnie z odpowiednimi normami

#### - Akcesoria Biomedyczne

Integracja jakichkolwiek akcesoriów z szyną lub rurą z nierdzewnej stali  
Przesuwana półka na żądanie

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL I SERWIS  
ASMEDICA Sp. z o.o.  
ul. Natęczańska 30  
20-701 Lublin  
Tel. 81 464 3615  
Fax. 81 464 3614  
e-mail: [info@asmedica.com.pl](mailto:info@asmedica.com.pl)  
[www.asmedica.com.pl](http://www.asmedica.com.pl)



[www.trato-tlv.com](http://www.trato-tlv.com)  
Tel. : + 33 (0) 3 20 81 50 00  
Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19

22, rue Mojière, BP 369  
59057 Roubaix,  
Cedex 1 (Lille), France

All specifications are subject to modifications.

