

KADIO KD – 2005

BATERYJNY STOPER KWARCOWY DO TESTÓW PODSTAWOWYCH KONTROLI JAKOŚCI APARATÓW DO FLUOROSKOPII I FLUOROGRAFII



Dokładny wielofunkcyjny stoper kwarcowy z wyświetlaczem LCD przeznaczony jest do wykonywania testu zegara w aparatach do fluoroskopii, który powinien ostrzegać po przekroczeniu określonego przepisami łącznego czasu ekspozycji. (test podstawowy kontroli jakości wymagany Rozporządzeniem MZ z dnia 12 listopada 2015 roku)

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 92/59 EWG Bezpieczeństwo Produktów Powszechnego Użytku (92/59/EEC General Product Safety Directive)

wszelkich informacji udziela
Himtech Norbert Wasilewski
tel. 602108829, fax. 222034686
info.himtech@gmail.com