

QUALITY ASSURANCE FOR MAMMOGRAPHY

Standard Test Block PMMA 45 mm: ESTB_45

Podstawowe informacje:

- Standardowy blok wykonany z PMMA jest podstawowym wyposażeniem do testów w mammografii projekcyjnej i DBT, i zgodnie z *Guidelines (...) Technical Protocol ver. 4 ; Supplement do Technical Protocol v.4 ; Euref_tomo_protocol_version_015 i* powinien być używany do testów opisanych w powyższych publikacjach w pozycjach: 2b.2.1.3.3; 2b.2.1.3.4, 2b.2.4.5 oraz 2.2; 2.3 (DBT).
- Do używania we wszystkich typach mammografów z płaskim stolikiem Bucky.
- Wykonany z wylewanego PMMA o gęstości właściwej 1,19 g/cm³.
- Rozmiary: 260 x 320 x 45 (± 0,1) [mm], polerowany diamentowo.
- Dostarczany w torbie ochronnej.

Inne wyposażenie do mammografii produkcji Euromechanics saveRay GmbH:

- DINMO 162 urządzenie do testów akceptacyjnych – do testów akceptacyjnych w cyfrowej mammografii zgodnie z DIN 6868-162
- DINMO 162 zestaw rozszerzający – do uzupełnienia fantomu PASO 1054 A+C do o funkcje urządzenia do testów akceptacyjnych zgodnie z DIN 6868-162 (DINMO 162)
- DINMO 162 płyta adaptacyjna do wkładów testowych – w przypadku wyrobów zagranicznych może być niezbędna jako uzupełnienie zestawu rozszerzającego o funkcje urządzenia do testów akceptacyjnych zgodnie z DIN 6868-162
- PASO 1054 C fantom testowy – do testów stałości w mammografii
- PASO 1054 A+C fantom testowy – do testów akceptacyjnych i testów stałości w mammografii
- HAVO-M Filters – zestaw filtrów aluminiowych 100 x 100 x 0,1 [mm] do określania HVL w mammografii
- AIMO-M płyty PMMA – różnej grubości do sprawdzania prawidłowego działania AEC w mammografach

