



Mamy przyjemność zaoferować Państwu Respirator  
**Carescape R860**

1.	Respirator	Respirator Carescape R 860 wersja noworodkowa z wózkiem jezdnym	1
----	------------	---	---



Najnowszy, najwyższej klasy respirator, który spełnia wszystkie wymagania nawet najbardziej wymagającej intensywnej opieki

- Czytelny, duży ekran 15" o wysokiej rozdzielczości ułatwiający kontrolę nad parametrami
- System alarmowy z automatycznym podglądem innego monitora
- Łatwe zmiany progów alarmowych i możliwość czasowego wyłączenia alarmów np. w trakcie badań
- Rewolucyjny interfejs użytkownika
- Kompatybilny z gazowymi modułami pomiarowymi serii E

#### 1. Respirator R 860 – cechy szczególne

- ✓ Jedyny na rynku posiada menu grupujące parametry i pomiary w moduły odnoszące się do **przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.**
- ✓ Jedyny na rynku posiada sposób obsługi **typu touch and swipe** (dotknij i przeciągnij stroną jak w iPhonach)
- ✓ Wyjątkowy tryb wentylacji SIMV- PRVC
- ✓ Unikatowy **niezużywalny czujnik tlenu** daje gwarancję najdokładniejszych i najszybszych pomiarów bez konieczności kwartalnej wymiany
- ✓ Możliwość rozbudowy o E- COVX jedyny na rynku moduł służący do **pomiaru metabolizmu i wyznaczenia zapotrzebowania energetycznego pacjenta** umożliwiającą dobór

zbilansowanej i wystarczającej do powrotu do zdrowia diety (w wersji respiratora dla dzieci i dorosłych)

- ✓ Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru dwutlenku węgla w strumieniu bocznym
- ✓ Zakres wagowy pacjenta noworodkowego od 250 g do 10 kg
- ✓ Zakres wagowy pacjenta pediatrycznego od 7 kg do 60 kg
- ✓ Na wyposażeniu czujnik proksymalny umożliwiający dokładne pomiary parametrów
- ✓ Na wyposażeniu grzałka na zastawkę wydechową chroniąca przed gromadzeniem się nadmiaru wilgoci
- ✓ Na wyposażeniu nawilżacz
- ✓ Możliwość wyposażenia w sprężarkę

Z poważaniem  
Dorota Szambelan

Dyrektor Regionu & Specjalista Produktowy  
Respiratory  
Systemy Kliniczne  
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.  
GE Healthcare  
Tel: 517 365 715  
e-mail: dorota.szambelan@ge.com



*Niniejszy dokument, niezależnie od jego nazwy, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i należy go traktować jako zaproszenie do negocjowania warunków umowy, w tym konfiguracji, ceny końcowej oraz form płatności. Pozostałe warunki uregulowane są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży GE Healthcare, które będą stanowić integralną część ostatecznej umowy sprzedaży.*

*Składając niniejszy dokument GE Medical Systems Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, zastrzega, iż wszelkie dane w nim zawarte są w całości poufne, zostają ujawnione wyłącznie podmiotowi, do którego jest kierowany.*

*GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. nie wyraża zgody na udostępnianie osobom trzecim jakichkolwiek danych (w tym danych technicznych, cen, warunków finansowania itp.) zawartych w niniejszym dokumencie, stanowiących w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Ujawnienie osobie trzeciej całości lub części niniejszego dokumentu może skutkować odpowiedzialnością prawną.*