

Wózki reanimacyjne **LIFELINE**

Nowoczesny projekt. Dostosowany do wielu funkcji.



Kontrola infekcji: Zaawansowana konstrukcja polimerowa, odporne na korozję materiały polimerowe, zaokrąglone rogi, ochrona antybakteryjna Microban zapewniają utrzymanie wózka w czystości pomiędzy jednym a drugim myciem.

Doskonała zwrotność: Lekka polimerowa konstrukcja, na kółkach o średnicy 5 cali (127mm), ergonomiczny uchwyt i system kierowania z dodatkowym piątym kółkiem zapewnia łatwe manewrowanie i maksymalną kontrolę podczas transportu.

Organizacja i identyfikacja: System samozamykających się, w pełni dostępnych szuflad różnej wysokości, wymienne miski i uchwyty umożliwiają łatwy dostęp i identyfikację zawartości szuflady.

Bezpieczeństwo na każdą potrzebę: Zabezpieczenie przed otwarciem przegród, szuflad i bocznych pojemników. Szuflady mogą być ustawione w segment i jedno zamknięcie może zabezpieczyć cały wózek.

Obrotowa półka pod defibrylator pasuje do różnego rodzaju defibrylatorów.

Zakres modernizacji: Szuflady i wiele akcesoriów mogą być dołączane i rekonfigurowane w tym urządzeniu. Wybierz szuflady i akcesoria według dzisiejszych potrzeb i zmieniaj w każdej chwili na potrzeby „jutra”.

