

KINEZYTERAPIA



elecpol

ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań
tel.: 61 825 60 50, 61 825 60 60, 61 825 64 41
fax.: 61 825 61 52, 61 814 14 07
e-mail: biuro@elecpol.pl
www.elecpol.pl



SANOCIRCLE - trening obwodowy
Urządzenia dwufunkcyjne do ćwiczeń różnych grup mięśniowych.

System obciążania działa w oparciu o cylindryczny układ hydrauliczny, w którym opór jest regulowany poprzez łatwe w użyciu pokrętki umieszczone na końcach cylindra.

Dzięki zastosowaniu, w zależności od typu urządzenia, dwóch skalowanych pokręteł można regulować obciążenie niezależnie do obu kierunków ruchu. Układ hydrauliczny zapewnia łagodny i jednolity przepływ oraz pozwala odpowiednio dostosować ćwiczenia do potrzeb pacjenta - zmniejsza to ryzyko urazów i umożliwia skuteczny trening w krótkim czasie.

Urządzenia SANOCIRCLE są intuicyjne w użyciu, zapewniają możliwość optymalnego dostosowania do warunków biomechanicznych.

Prosta regulacja oporu pozwala na szybki start treningu bez skomplikowanych ustawień. SANOCIRCLE - optymalne wykorzystanie powierzchni. Siedem stanowisk można ustawić już na ok. 20m². Rolki umieszczone w podstawie umożliwiają łatwe przemieszczanie urządzeń.

Rotacyjne wykorzystanie stanowisk zapewnia kompletny „trening całego ciała”.