

# Łóżko Centuris™ Pro z barierkami bocznymi na 3/4 długości

Jakość za rozsądną cenę



## Właściwości i zalety produktu

Rozwiązanie AutoContour™ i wsteczny ruch segmentu oparcia minimalizują ryzyko zsunęcia się pacjenta, zmniejszając ucisk wywierany na jamę brzuszną podczas regulacji położenia łóżka

Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site™ dostarcza personelowi medycznemu dokładnych informacji na temat pozycji pacjenta

Pozycje Trendelenburga/anty-Trendelenburga ułatwiają zmianę położenia pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze łóżka 220 kg pozwala zwiększyć docelową grupę pacjentów, którzy mogą z niego korzystać

Pilot z intuicyjnymi przyciskami pozwala na łatwą obsługę funkcji łóżka

Pojedyncze kółka o średnicy 150 mm (dotyczy również kółka sterującego) gwarantują łatwość manewrowania

Blokada wszystkich czterech kółek (hamulec centralny) zwiększa bezpieczeństwo pacjenta

Barierki boczne wyposażono w mechanizm podwójnej blokady, który zapobiega ich przypadkowemu obniżeniu

Opcja umożliwiająca personelowi medycznemu zablokowanie wszystkich funkcji łóżka zwiększa bezpieczeństwo obsługi

## Łóżko Centuris Pro z barierkami bocznymi na 3/4 długości



Pilot



Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site



Mechaniczna dźwignia RKO po obu stronach łóżka

### Dane techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze	220 kg
Masa łóżka	124,5 kg
Regulacja wysokości	od 39 do 77 cm
Klasa wodoszczelności	IPX4
<b>Regulacja nachylenia łóżka</b>	
Segment oparcia	od 0 do 65°
Segment ud	od 0 do 28°
Segment nożny	od -22 do -3°
Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga	od -17 do +17°
Szerokość leża	90 cm
Długość leża	200 cm
Powierzchnia leża	metal
Wysokość barierki bocznej	38 cm
Kółka	150 mm, pojedyncze

Kółko sterujące	po stronie segmentu oparcia
Hamulec centralny	po stronie segmentu nożnego
Uchwyty na statywy na kropłówkę	w 4 rogach
Mechaniczna dźwignia RKO po obu stronach łóżka	

Firma Hill-Rom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym około 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z placówkami służby zdrowia w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania z zakresu opieki medycznej, które pozwalają uzyskiwać doskonałe pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: **stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia ran i zapobieganie ich powstawaniu, przebieg opieki medycznej, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych.** Celem wszystkich pracowników firmy Hill-Rom i oferowanych przez nas programów oraz produktów jest **poprawa wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego na całym świecie.**

Niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Dalsze informacje o oferowanych przez nas produktach lub usługach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom lub na stronie internetowej:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego. Wyroby medyczne opisane w niniejszej broszurze są przeznaczone do stosowania wyłącznie u pacjentów przebywających w placówkach medycznych.

Wymienione tu urządzenia medyczne są produktami medycznymi posiadającymi oznaczenie CE wskazujące na ich zgodność ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jediną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.  
Nr dok.: 5PL133302-01, 3 lutego 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**