

Łóżko Centuris™ Pro z dzielonymi barierkami bocznymi

Jakość za rozsądną cenę



Właściwości i zalety produktu

Rozwiązanie **AutoContour™** i wsteczny ruch segmentu **oparcia** minimalizują ryzyko zsunięcia się pacjenta, zmniejszając ucisk wywierany na jamę brzuszną podczas regulacji położenia łóżka

Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia **Line-Of-Site™** dostarcza personelowi medycznemu dokładnych informacji na temat pozycji pacjenta

Obniżanie **dzielonych barierek bocznych** można uruchomić jedną ręką, a mechanizm płynnego samoczynnego obniżania zapewnia szybki dostęp do pacjenta

Barierki boczne z uchwytemi stanowią stabilne i solidne podparcie, dzięki któremu pacjent może bezpiecznie wstać z łóżka bez pomocy innych osób

Pozycje Trendelenburga/anty-Trendelenburga ułatwiają zmianę położenia pacjenta

Bezpieczne obciążenie robocze łóżka 220 kg pozwala zwiększyć docelową grupę pacjentów, którzy mogą z niego korzystać

Pilot z intuicyjnymi przyciskami pozwala na łatwą obsługę funkcji łóżka

Pojedyncze kółka o średnicy 150 mm (dotyczy również kółka sterującego) gwarantują łatwość manewrowania

Blokada wszystkich czterech kółek (hamulec centralny) zwiększa bezpieczeństwo pacjenta

Opcja umożliwiająca personelowi medycznemu zablokowanie wszystkich funkcji łóżka zwiększa bezpieczeństwo obsługi

Łóżko Centuris Pro z dzielonymi barierkami bocznymi



Pilot



Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site



Uruchamiany jedną ręką mechanizm zwalniania barierki bocznych

Dane techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze	220 kg
Masa łóżka	133 kg
Regulacja wysokości	od 39 do 77 cm
Klasa wodoszczelności	IPX4
Regulacja nachylenia łóżka	
Segment oparcia	od 0 do 65°
Segment ud	od 0 do 28°
Segment nożny	od -22 do -3°
Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga	od -17 do +17°
Szerokość leża	90 cm
Długość leża	200 cm
Powierzchnia leża	
Segment oparcia	HPL (zdejmowany)
Segmenty ud i nożny	metal

Wysokość barierki bocznej	38 cm
Kółka	150 mm, pojedyncze
Kółko sterujące	po stronie segmentu oparcia
Hamulec centralny	po stronie segmentu nożnego
Uchwyty na statywy na kropłówkę	w 4 rogach
Mechaniczna dźwignia RKO po obu stronach łóżka	

Opcje dodatkowe

Przedłużenie leża i półka na pościel

Firma Hill-Rom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym około 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z placówkami służby zdrowia w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania z zakresu opieki medycznej, które pozwalają uzyskiwać doskonale pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: **stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia ran i zapobieganie ich powstawaniu, przebieg opieki medycznej, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych.** Celem wszystkich pracowników firmy Hill-Rom i oferowanych przez nas programów oraz produktów jest **poprawa wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego na całym świecie.**

Niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Dalsze informacje o oferowanych przez nas produktach lub usługach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom lub na stronie internetowej:

www.hill-rom.com

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego. Wyroby medyczne opisane w niniejszej broszurze są przeznaczone do stosowania wyłącznie u pacjentów przebywających w placówkach medycznych.

Wymienione tu urządzenia medyczne są produktami medycznymi posiadającymi oznaczenie CE wskazujące na ich zgodność ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Nr dok.: 5PL133303-01, 29 kwietnia 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom