


ecoTwenty

Profesjonalny pomiar stężenia glukozy

Analizator ecoTwenty został opracowany do zastosowań, w których wymagany jest krótki czas analizy oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. Krótki czas pomiaru i wydajność aparatu do 160 testów/godzinę zapewniają szybkie uzyskanie wyników. Analizator nie wymaga złożonych procedur konserwacyjnych, jest wygodny w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości.

Dotykowy ekran LCD zapewnia szybki dostęp do wyników i komfort obsługi. Wbudowana drukarka termiczna (opcja) oraz niewielkie wymiary pozwalają na ergonomiczne wykorzystanie powierzchni pracy.

Analizator ecoTwenty jest urządzeniem pomiarowym spełniającym najwyższe wymagania technologiczne.



- Objętość próbki:** 10/20 mikrolitrów
- Wydajność:** do 160 próbek/godzinę
- Pobieranie próbek:** kapilara
- Zakres pomiarowy:** 0,5 – 50 mmol/l
- Rodzaj próbki:** krew pełna, surowica, osocze
- Precyzja:** < 3%