


HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



∴ Lampa czołowa HEINE ML 4 LED HeadLight z kamerą DV1

Kamera cyfrowa video
do obrazów o wysokiej rozdzielczości.

HD

OBRAZY O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI

**LIGHT
WEIGHT**

NISKA
WAGA



OPTIMALNA
INTEGRACJA

HEINE

LAMPA CZOŁOWA HEINE® ML 4 LED HEADLIGHT Z KAMERĄ DV1.

KAMERA CYFROWA VIDEO DO OBRAZÓW O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI.

Cyfrowe obrazy o wysokiej rozdzielczości podczas każdego badania. Umożliwiliśmy to z nową kamerą video HEINE DV1 i poprzez idealne zintegrowanie ze współosiowym oświetleniem lampy czołowej ML 4 LED Headlight. Precyzyjna optyka HEINE gwarantuje, że nawet najmniejsze szczegóły mogą być zarejestrowane na matrycy kamery. Kompaktowa kamera dostosowuje się do pola oświetlenia w ciągu zaledwie kilku sekund. Dzięki małej ciężarowi kamery, lampa czołowa ML 4 LED HeadLight z kamerą DV1 utrzymuje normalne i komfortowe ułożenie na głowie. Standardowy interfejs USB 2.0 zapewnia niezawodne i nieskomplikowane przeniesienie danych.

HD

OBRAZY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Wysoka rozdzielczość kamery (1280 x 960 pikseli) jest idealna do przekazywania obrazów technik operacyjnych dla większego audytorium.



OPTIMALNA INTEGRACJA

Idealna koncepcja dla trudnej i wymagającej pracy: lampa czołowa ML 4 LED HeadLight, cyfrowa kamera video DV1 i opcjonalnie lupy okularowe HEINE.

LIGHT WEIGHT

NISKA WAGA

Kompaktowa kamera jest na tyle lekka i dobrze zintegrowana z lampą czołową ML 4 LED HeadLight, że jej użytkowanie jest ledwo odczuwalne.



Lampa czołowa ML 4 LED z kamerą DV1

Lampa czołowa ML 4 LED HeadLight z kamerą cyfrową DV1 i mPack UNPLUGGED z transformatorem gniazdkowym [01]

J-008.31.470

Lampa czołowa ML 4 LED HeadLight z kamerą cyfrową DV1 i mPack z transformatorem gniazdkowym [02]

J-008.31.471

