



## OPIS

- pojemność wymiennych wkładów 500 ml
- możliwość ustawienia objętości pojedynczej dozy na 0,5 ml, 1 ml lub 1,5 ml
- do dozowania mydła w płynie, kremu do rąk oraz płynu lub żelu dezynfekcyjnego
- pompka dozująca wykonana z polipropylenu
- przezroczyste pojemniki umożliwiają kontrolę poziomu płynów
- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- wykonany z tworzywa sztucznego

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>wysokość</b>	28,5 cm
-----------------	---------

<b>szerokość</b>	8,7 cm
------------------	--------

<b>głębokość</b>	21 cm
------------------	-------