

**OPIS**

- pojemność zbiornika 1000 ml
- płyny uzupełniane z karnistra
- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu
- możliwość pełnej sterylizacji
- nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
- przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
- uruchamiany przyciskiem łokciowym

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-----------------|---------|
| wysokość | 29,5 cm |
|-----------------|---------|

| | |
|------------------|------|
| szerokość | 8 cm |
|------------------|------|

| | |
|------------------|-------|
| głębokość | 22 cm |
|------------------|-------|