

Lampa zabiegowa LED LEDTECH

Lampa wykonana w technologii LED emitująca białe światło. Czasze lamp wykonane z odlewów aluminiowych pokrytego odporną powłoką. Dzięki ruchomym przegubom można dobrać optymalną pozycję ustawienia. 7 reflektorów każdy po 3 elementy LED zapewniają doskonałe parametry oświetlenia. 9 regulowanych poziomów natężenia oświetlenia pozwala na wszechstronne zastosowanie




dostępne wersje:

1. mobilna REF.B.LEDTECH 3000M

2. z mocowaniem sufitowym
REF.B.LEDTECH 3000

3. z mocowaniem ściennym
REF.B.LEDTECH 3000W



Parametr	LEDTECH 3000
Natężenie oświetlenia(Lux)	60 000 Lux
Regulacja natężenia oświetlenia	9 kroków 10%-100%
Temp. barwowa	4300K
CRI(Ra)	95
R9	94
Pole oświetlenia	180mm
Wgłębność oświetlenia (mm)	1400mm
Zywotność układu świetlnego	minimum 50,000 godz.
Kolor	biały
Średnica czaszy	300mm
Ilość LED	21