

Numer konektora i kompatybilność:

Nr	konektor	A- dorośli P- pediat.	wstępnie podłączona	wielofunkcyjna	typ podłączenia	ilość w opak.
1		A		TAK	szybkie podłączenie	10 kpl.
2		A		TAK	PHYSIO-CONTROL / MEDTRONIC - LIFEPAK - QUICK-COMBO BEXEN	10 kpl.
3		A	TAK			
4		P				
5		A		TAK	AGILENT PHILIPS - CODEMASTER - HEARTSTART FR1 / FR2 / MRX / X / XL - HEARTSTREAM - M172X (P120 za wyjątkiem HEARTSTART FR2)	10 kpl.
6		A	TAK			
7		P				
8		A		TAK	AGILENT - CODEMASTER 100 XE / XL/ XL+ - HEARTSTREAM XL / XLT (kabel) M3507A) LAERDAL -HEARTSTART 4000 (kabel M3507A)	10 kpl.
9		P				
10		A		TAK	CU MEDICAL SYSTEMS - PARAMEDIC I-PAD GENERAL ELECTRIC - RESPONDER AED PRO	10 kpl.
11		P				
12		A		TAK	ZOLL - CCT - PD 1200 / 1400 / 1600 / 1700 / 2000 - SERIES E/M	10 kpl.
13		P				
14		A		TAK	NIHON-KOHDEN - TEC 220 / 2300 / 7600 / 7700 (kabel JC-765V)	10 kpl.
15		P				
16		A		TAK	SCHILLER - DEFIGARD - FRED EASY	10 kpl.
17		P				
18		A		TAK	CU MEDICAL SYSTEMS - PARAMEDIC CU-ER1 / CU-ER2 / CU-ER3 / CU-ER5 (P150 za wyjątkiem Paramedic CU-ER1)	10 kpl.
19		P				
20		A		TAK	NIHON-KOHDEN (kabel JC-755V) INNOMED -Cardioaid WELCH ALLYN -Lifequest	10 kpl.
21		P				

22		A		TAK	HP / PHILIPS HEARTSTART (za wyjątkiem FRx)	10 kpl.
23		A			dla urządzeń wyposażonych w standardowe łyżki wielokrotnego użytku	50 kpl.