

Lampa diagnostyczna diodowa HEINE EL 10 LED®

Pod każdym względem najlepsza lampa z oświetleniem LED^{HQ}

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



• Płynna regulacja strumienia światła

• Wygodna obsługa jedną ręką

• Zwarta konstrukcja

Lampa EL10 LED wyróżnia się absolutnie jednorodnym polem oświetlenia. Natężenie światła można płynnie regulować w przedziale 6 500 – 45 000 luksów. Wielkość pola oświetlenia jest także regulowana w przedziale 8,5 – 14 cm średnicy. Powyższe parametry podano przy założeniu odległości pracy 30 cm. Ergonomiczne uchwyty regulatorów umożliwiają intuicyjne i szybkie nastawienie potrzebnej jasności i wielkości pola oświetlenia. Smukła główka oświetlająca (o średnicy ok. 60 mm) umożliwia niemal współosiowe oświetlenie pola.

- **Jasne i jednorodne oświetlenie.** Perfekcyjne oświetlenie przy każdym badaniu diagnostycznym.
- **LED w jakości HQ.** Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Ciepłe światło o temperaturze barwowej od 3000 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 85 na skali do 100, specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego (R9) 58.
- **Trzy rodzaje mocowania.** Uchwyt mocujący do ściany, uchwyt mocujący do blatu stołu, metalowy statyw na kółkach.
- **Solidna konstrukcja.** Gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i wysoką moc oświetlenia przez wiele lat.
- **Higiena.** Hermetyczna budowa ułatwia czyszczenie oraz dezynfekcję lampy.
- **Giętkie ramie typu „gęsiej szyi”.** Łatwe i intuicyjne nastawienie pozycji oświetlenia.
- **Elektroniczny system kontrolny.** Monitoruje wszystkie funkcje i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Lampa diagnostyczna EL 10 LED	LED
z mocowaniem do ściany [01]	J-008.27.001
z uniwersalną klamrą mocującą do stołu/biurka/szyny [02]	J-008.27.002
z metalowym statywem na kółkach [03]	J-008.27.003

Uniwersalny uchwyt mocujący do stołu do EL 10 LED	J-000.27.013
Metalowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy EL 10 LED	Y-096.50.010
Uchwyt mocujący do statywu [04]	J-000.27.014



Lampa diagnostyczna diodowa HEINE® EL3 LED

Jasne oświetlenie diodowe w jakości LED^{HQ}



- ✚ **Po prostu jasna.** Lampa EL3 LED zapewnia jasne (> 42 000 luxów / > 350 lumenów)*, oświetlenie dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, a jednorodność strumienia światła pomniejsza niepożądany efekt ewentualnych cieni. * w odległości pracy 30 cm.
- ✚ **LED w jakości HQ.** Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Ciepłe światło o temperaturze barwowej od 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90 na skali do 100, specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego: R9 > 90.
- ✚ **Oświetlenie bezcieniowe.** Kompaktowa główka oświetleniowa (Ø ok. 60 mm) na giętkiej szyi pozwala na wygodne i dokładne nakierowanie strumienia światła, istotne szczególnie w trudnych sytuacjach badawczych. Optymalne ustawienie lampy eliminuje niepożądane cienie w polu pracy.
- ✚ **Bez konieczności konserwacji i serwisowania, łatwa do utrzymania w czystości.** Zamknięta główka lampy, zimna w dotyku podczas świecenia, jest bezpieczna i łatwa do dezynfekcji.
- ✚ **Optymalne nastawianie strumienia światła.** Lekka główka lampy i stabilna gęsia szyja umożliwiają łatwą regulację ustawienia lampy do żądanej pozycji i jej utrzymanie.
- ✚ **Różne sposoby montowania:** do ściany, z uchwytem do blatu stołu lub na statywie jezdnym.

- ✚ do 42.000 luksów w dległości 30 cm
- ✚ LED w HQ
- ✚ Oświetlenie minimalizuje ewentualne cienie

Lampa diagnostyczna EL3 LED	LED
z mocowaniem do ściany [01]	J-008.27.011
z uniwersalną klamrą mocującą do stołu/biurka/szyny [02]	J-008.27.013
z metalowym statywem na kółkach [03]	J-008.27.014
Uniwersalny uchwyt mocujący do stołu do EL3 LED	J-000.27.013
Metalowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy EL3 LED	Y-096.50.010
Uchwyt mocujący do statywu [04]	J-000.27.014

