



Mata Gelmax Large: Suche i higieniczne środowisko przeprowadzania operacji

Mata Gelmax Large jest chłonną i higieniczną jednorazową matą, która szybko i skutecznie wchłania krew, płyn do przemywania (tj. płyn irygacyjny), moczu i inne płyny związane zwykle z chirurgią endoskopową i urologią.

Mata Gelmax Large nadaje się do stania i może być umieszczona pod krzesłem. Bariera antypoślizgowa/uszczelniająca utrzymuje matę na miejscu i zapobiega przeciekaniu płynów, zmniejszając w ten sposób ryzyko wilgotnych i śliskich podłóg.

Mata Gelmax Large jest zapakowana w plastikową torbę tak, aby można było ją zawiesić na haczyku w sali operacyjnej w celu łatwego dostępu.

Maty, w zależności od tego, jakie substancje wchłonęły, mogą być usuwane zgodnie z wytycznymi placówki. Włączenie **Mat Gelmax Large** do rutyny pracy zmniejsza czas i pieniądze przeznaczone na sprząkanie oraz pozwala na szybszą realizację zadań.

W przypadku poważnych wycieków płynów, **Mata Gelmax Large** może z powodzeniem być stosowana w połączeniu z superchłonną **Gelmax Ultra Mat**, dającą niezwykłą chłonność.

Korzyści z zapobiegania urazom związanym z poślizgnięciami i upadkami:

- Zmniejsza liczbę roszczeń pracowników o odszkodowania
- Zmniejsza liczbę straconych dni pracy
- Poprawia bezpieczeństwo i zadowolenie pracowników

Nr ref.	9522201
Rozmiar	100 x 75 cm
Waga	około 160 g
Zastosowanie	Pochłania wszystkie ciecze
Użycie	Jednorazowy produkt do jednorazowego użytku, może być cięty, można po nim chodzić, gdy niebieska antypoślizgowa powierzchnia jest w stronę podłogi
Sterylny	Nie
Chłonność	2 litry wszelkiego rodzaju płynów
Skład	Airlaid i niebieska polietylenowa bariera antypoślizgowa
Utylizacja	Utylizować tak jak odpady szpitalne. W czasie spalania uwalnia dwutlenek węgla i wodę
Opakowanie	10 szt./torba plastikowa (do zawieszenia na ścianie) x 5 = 50 szt./pudełko