



WIRÓWKA MINICEN

To osobista wirówka , bardzo cicha i szybka, wszędzie tam , gdzie potrzebny jest stabilny wynik w krótkim czasie .

Wyposażenie : Rotor RT 255

- Max. poj : 12x1,5-2,2 ml
- RPM: 15000
- RCF: 15596 xg
- Czas hamowania : 20 sek
- Wirowane próbki:
- 1,5 ml, 2,2 ml
- Adaptery na 0,5-0,6 ml
- Adaptery : 0,2-0,4 ml

Dane techniczne :

- Wymiary : 262x230x131 mm
- Waga netto: 5 kg
- Napięcie : 220V
- Natężenie : 50-60 Hz

Zalety:

- Wyświetlacz LCD
- Na ekranie : czas, RPM/RCF, używany rotor i status pokrywy.
- Szybkie wirowanie
- Port kalibracyjny
- Ostatnie parametry w pamięci
- Automatyczne otwieranie pokrywy
- Modyfikacja RPM/RCF w czasie wirowania
- Obroty max.15000 RPM/15596xg
- Max .pojemność 12x1,5-2,2 ml
- Czujnik niewyważenia

Dyrektywy UE :

98/79 EC, 2006/95/EC

Standardy:

EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN61326-1

Kontakt: 12/411-83-33, fax 12/398-40-87 , mail: biuro@labsystem.pl , www.labsystem.pl