



O PRODUKCIE

Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie hemostazy tkanek od firmy EndoClot⁺. System składający się z proszku zawierającego zmodyfikowane polimery posiadające silne zdolności absorpcyjne oraz specjalnego, bardzo precyzyjnego systemu aplikacji. Dzięki specjalnej budowie aplikatora, proszek może zostać zaaplikowany dokładnie w miejsce krwawienia a jego ilość jest w pełni kontrolowana przez operującego. Ampułka zawierająca 2g proszku pozwala tamować nawet najbardziej intensywne krwawienia w najtrudniejszych miejscach układu pokarmowego.



PROSZEK

Cząsteczki AMP są biokompatybilne, apirogenne i pochodzą ze skrobi. Cząsteczki AMP nie zawierają komponentów ludzkiego i zwierzęcego pochodzenia.

- + natychmiastowa hemostaza
- + właściwości klejące
- + wysoka hydrofilność
- + szybka degradacja



APLIKATOR

Aplikator składa się z komory mieszającej proszek i powietrze, katetera oraz rurki połączeniowej z filtrem.

- + łatwa kontrola
- + anty-refluksowa budowa zapobiegająca zatykaniu się systemu
- + doskonałe zastosowanie w trudno dostępnych miejscach



KOMPRESOR


Kompresor firmy EndoClot⁺ jest źródłem powietrza dla systemu EndoClot⁺ PHS

- + dwa stopnie ciśnienia
- + lekki i mały – może być umieszczony w pobliżu pacjenta



ROZWIĄZANIE DLA GÓRNEGO I DOLNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO

EndoClot⁺PHS pozwala bezpiecznie i efektywnie zabezpieczyć krwawienia w układzie pokarmowym. Działa szczególnie dobrze na duże sączące się rany, takie jak krwawiące wrzody, rany po biopsji, rany po polipektomii, rany po nowotworach, rany po EMR i ESD oraz inne. Pozwala także kontrolować krwawienie w momencie kiedy konwencjonalne metody są niepraktyczne do zastosowania. Udowodniono również, że EndoClot⁺ redukuje nawroty krwawień po procedurach endoskopowych.



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SONOLOGISTIC

PLUS SP Z O.O. SONOLOGISTIC SP. KOMANDYTOWA | Kresowa 7a 22-400 Zamość
NIP 922-285-64-33 | REGON 060161469 | KRS 0000261647
tel +48 84 638 58 04 | fax +48 84 307 22 27 | www.sonologistic.pl



ENDOCLOT⁺
NEW GI THERAPEUTIC SOLUTIONS

5201 Great America Parkway | Suite 526 | Santa Clara | CA 95054 | USA
Phone: +1 (408) 980-9125 | Fax: +1 (408) 980-9237
info@endoclot.com | www.endoclot.com

CE 1023

©2016 EndoClot Plus, Inc. All rights reserved.

EndoClot[®] is a registered trademark of EndoClot Plus, Inc.
Patent No. US 8,721,582 B2, and US 9,205,207 B2