

·: Rękojeści akumulatorowe HEINE BETA® 4 NT i ładowarka biurkowa HEINE® NT 4

Nowa jakość w gospodarowaniu energią



·: Rękojeści BETA 4 NT i BETA 4 SLIM NT
do ładowarki biurkowej NT 4.

·: **Technologia Li-ion:** bez efektu pamięci,
bezproblemowe ładowanie bez względu
na poziom naładowania baterii.



·: **Duża pojemność:** ponad dwukrotnie większa
pojemność w porównaniu do poprzednich baterii
akumulatorowych NiMH.

·: **Wysokiej jakości metalowa konstrukcja**
dla wysokiej stabilności i długiej eksploatacji.

·: **Szybkie ładowanie:** tylko ok. 2 godziny z ładowarką
biurkową NT 4. Podświetlony pierścień wokół
gniazda ładowarki - wskaźnik ładowania - pulsuje
podczas ładowania. Wskaźnik świecący światłem
ciągłym informuje o zakończonym procesie
ładowania.



·: **Wskaźnik stanu naładowania w
zakrętkę dolnej:** pomarańczowy
wskaźnik świetlny informuje
o niskim poziomie naładowania
baterii.

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 NT do ładowarki biurkowej NT 4 X-007.99.396

Ładowarka biurkowa NT 4 X-002.99.494

Rękojeść akumulatorowa BETA 4 SLIM NT do ładowarki biurkowej NT 4 X-007.99.474



·: Rękojeść akumulatorowa HEINE BETA® 4 USB

Nowa jakość w gospodarowaniu energią



USB

·: **Najwyższy poziom bezpieczeństwa i elastyczność.**

Rękojeść HEINE BETA 4 USB można ładować przy użyciu każdej ładowarki USB lub innego źródła energii ze złączem USB. Rękojeść BETA 4 USB jest wyposażona w unikatowy zintegrowany moduł izolacji galwanicznej, chroniący rękojeść i użytkownika przed skutkami stosowania niesprawnej ładowarki. Stanowi to niezawodne zabezpieczenie przed bezpośrednim przeniknięciem prądu sieciowego do rękojeści.

·: **Technologia Li-ion:** bez efektu pamięci, bezproblemowe ładowanie bez względu na poziom naładowania baterii.



·: **Duża pojemność:** ponad dwukrotnie większa pojemność w porównaniu do poprzednich baterii akumulatorowych NiMH.

·: **Szybkie ładowanie:** tylko ok. 4 godzin.

·: **Wysokiej jakości metalowa konstrukcja** zapewnia trwałość i długą eksploatację.



·: **Wskaźnik stanu naładowania w zakrętce dolnej:** wskaźnik świecący na pomarańczowo informuje o niskim poziomie naładowania baterii, miga na zielono podczas ładowania, a świeci w sposób ciągły, gdy rękojeść jest naładowana.



Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB Li-ion, zawiera: przewód USB z zasilaczem sieciowym z aprobatą medyczną, podstawkę

X-007.99.388



Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB Li-ion (bez przewodu USB)

X-007.99.387

