
NOWOŚĆ

System do samodzielnej walidacji wskazań termometrów w urządzeniach termicznych (zamrażarkach, lodówkach i ciepłarkach)

Aby ułatwić Państwu dostosowanie się do wymagań prawnych określonych w:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r w sprawie „Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków stosowanych u ludzi” (Dz. Ustaw 2015 poz. 381)
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie „Leczenia krwią w podmiotach leczniczych” (Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
- Dokumentie EA-04/10 Polskiego Centrum Akredytacji „Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych” (Załącznik E – „Wytyczne dotyczące walidacji wyposażenia i sprawdzania parametrów”)
- Wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością laboratoriów badawczych, określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

przygotowaliśmy zestaw, który pozwoli wykonać samodzielnie walidację z możliwością wydruku na drukarce komputerowej i stworzenia bazy danych.

W skład systemu podstawowego wchodzi:

- ✓ termometr mikroprocesorowy rejestrujący TKP-302 SC z **indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP w 17 punktach temperatury (wg Państwa wyboru)**
- ✓ czujnik temperatury Pt-100 kl.B model CCL-103PCV o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą PN-EN 60751+ A2:1999 przystosowany do łatwego montażu w walidowanym urządzeniu termicznym
- ✓ zasilacz sieciowy 230 V ac/9 V dc do termometru
- ✓ kabel transmisji danych do komputera PC lub tabletu poprzez złącze USB

Cena zestawu: 1034 zł +VAT

Opcje (do wyboru dodatkowo płatne):

1. Tablet 7/ 8 cali z systemem Android
2. Tablet 8 cali z systemem Windows 8.1

*cena: zapytanie mailem
cena: zapytanie mailem*

3. Karta pamięci SD do tabletu z programem do obsługi termometru
4. Hub USB do rozbudowy tabletu o dodatkowe porty USB

*cena: zapytanie mailem
cena: zapytanie mailem*

Zapraszamy do skorzystania z oferty
