

DEDAL II

SERIA RSU

Montaż: bezpośrednio do jednostki zasilającej sufitowej



Elementy zestawu **DEDAL II** są wykonane z:
stelaż z rurek ze stali chromowanej (opcjonalnie: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9)
szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL
półka ze stali lakierowanej proszkowo lub z tworzywa ABS z pogłębieniem
wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Opcjonalnie: blat półki i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat z wywiniętym rantem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się

Wymiar półki i szuflady: 450 x 320 mm

Konfiguracja zestawu półkowego według indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego

RSU-03

Przykładowe rozwiązania zestawu półkowego DEDAL II RSU montowanego do jednostki zasilającej sufitowej



RSU-01



RSU-02

Przykładowe rozwiązania zestawów półkowych z blatem ze stali lakierowanej proszkowo



RSU-04

Przykładowe rozwiązania zestawów półkowych z blatem z tworzywa ABS



RSU-05

DEDAL III

SERIA DAP


Montaż: bezpośrednio na szynę instrumentalną

Elementy zestawu **DEDAL III** są wykonane z:
element nośny z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo wg palety RAL
szuflada i półka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, z pogłębieniem, wymiar: 450 x 320 mm

Konfiguracja zestawu półkowego według indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego.




DAP-01



DAP-02



DAP-05



widok z tyłu



widok z dołu

Przykładowe rozwiązania zestawu półkowego montowanego na szynie instrumentalnej



DAP-03



DAP-04

Przykładowe rozwiązania zestawów półkowych DEDAL III