

System szynowy ISA składa się z szyn instrumentalnych typu **MODUR**, **EUROSTANDARD**, mocowanych bezpośrednio do ściany oraz elementów do podtrzymywania wyposażenia medycznego, w tym: półki, tacki, wieszaki, parawany, zapewniając ergonomiczną organizację przestrzenną aparatury i sprzętu.

**Przekroje szyn instrumentalnych:**

- **MODUR: 10 x 30 mm**, wykonana z profilu aluminiowego anodowanego
- **EUROSTANDARD: 10 x 25 mm**, wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



**SZYNA INSTRUMENTALNA MODUR I EUROSTANDARD**



Szyna instrumentalna MODUR typ MD-01



Szyna instrumentalna EUROSTANDARD typ MD-02

**UCHWYTY UNIERSALNE NA SZYNĘ MODUR I EUROSTANDARD**



USU-01 standard



EL50/USU-01



EL50-165/USU2-01



USU-02



EL50/USU-03



EL50/USU2-01



EL50-300/USU2-01



USU-02PZ/USU-01