

## SERIA KO-2m

**Wieszaki teleskopowe kroplówki serii KO-2m** w całości wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych.

**Głowica** zakończona dwoma haczykami.

**Wymiary:**

- długość w stanie złożonym: **700 mm**
- długość w stanie rozłożonym: **2000 mm**




KO-2m



Opcja: Parawanowieszak



KO-2m z uchwytem na szynę instrumentalną USU-01



KO-2m podwójny